


## miRNome MicroRNA Profilers

- 集合最新的 Data Base，讓您一次 screen 所有的 microRNA 表現
- SYBR Based qPCR，經濟方便
- Sensitive 高達 400 ng
- High-throughput analysis
- 3 個內生性的 small RNA 作 normalization (U6, RNU43 and U1)
- 贈送分析軟體
- 20 profilings



Sanger miRBase Version 13	March 2009 Update
Human # microRNAs	885 (三盤 384 plate)
Mouse # microRNAs	688 (二盤 384 plate)
Rat # microRNAs	349 (一盤 384 plate)



## Cancer & Stem cell microRNA qPCR Array

- 一次分析 95 種已知與 cancer 及 apoptosis 相關或與 Stem cell 分化相關的 microRNA 表現
- 10 profilings

比較正常組織與癌組織miRNA表現量差異



## Ordering information

買即贈  
Clontech SYBR  
Advantage qPCR  
premix 一組

Catalog #	Product Name	Package
RA660A-1	hsa-miRNome MicroRNA Profiling Kit [Human]	20 profilings
RA670A-1	mmu-miRNome MicroRNA Profiling Kit [Mouse]	20 profilings
RA680A-1	rno-miRNome MicroRNA Profiling Kit [Rat]	20 profilings
RA610A-1	Cancer MicroRNA qPCR Array	10 profilings
RA620A-1	Stem Cell MicroRNA Profiling Panel	10 profilings