


既漂亮又賞心悅目的細胞凍存盒！



新一代
CoolCell

不需預冷 · 不需填充 · 更高細胞存活度

專利技術：專利鋁合金·微對流散熱技術，導冷熱快散熱慢

使用方便：不需預冷，隨取隨用

省錢不麻煩：不需填充 isopropanol



穩定降溫提高細胞存活率：於 -80 °C 冰箱中可以 1 °C / min 速度降溫

標準化冷凍樣品：一致升降溫速度，提高實驗再現性


只凍您樣品，不凍您手：專利冷凍盒取樣品時不會凍傷您的雙手

冷凍珍貴幹細胞或 Primary cell 的首選

多種顏色及規格任君挑選



五次於 -80 °C 冰箱中冷凍皆以相同速度穩定降溫



提高細胞存活率

貨號	品名	適用	樣品數	顏色
BCS-136	CoolCell 2ml	1-2 ml 冷凍管	12-place	purple
BCS-136G	CoolCell 2ml	1-2 ml 冷凍管	12-place	green
BCS-136O	CoolCell 2ml	1-2 ml 冷凍管	12-place	orange
BCS-170	CoolCell FTS30	1-2 ml 冷凍管	30-place	purple
BCS-170G	CoolCell FTS30	1-2 ml 冷凍管	30-place	green
BCS-170O	CoolCell FTS30	1-2 ml 冷凍管	30-place	orange
BCS-171	CoolCell 5ml	4-5 ml 冷凍管	12-place	purple
BCS-172	CoolCell SV2	2 ml 血清管	12-place	purple