

# Lonza AMAXA~Nucleofector 4D

## Easy

新穎的技術，不同的細胞數，適用相同的實驗條件

## High efficiency

細胞專屬的轉殖試劑、程式，提高轉殖效率

## Fast

Different throughput，  
單管到 16-well stripe 僅需 10 秒

## Future Proof

Citation 多

## Flexible

可依實驗需求，選擇最佳 modular

## High viability

Polymer 材質  
降低金屬離子對細胞的傷害

## 直接入核

快速表達基因

### Y-unit

細胞培養在 24-well 中即可，無需將細胞打下來



96-well shuttle  
High-throughput



X-unit  
Difficult transfected cells

We are  
family

即日起預約 4D Demo，即可免費獲得細胞 mycoplasma 檢測一次  
詳情請洽當區業務



騰達行企業股份有限公司  
UNIMED HEALTHCARE INC.  
<http://www.unimed.com.tw>

台北 TEL (02)2720-2215 嘉義 TEL (05)2844-162  
新竹 TEL (03)5307-756 台南 TEL (06)2890-665  
台中 TEL (04)2463-3591 高雄 TEL (07)3470-143

分子生物試劑類 蛋白免疫試劑類  
細胞組織試劑類 臨床檢查試劑類  
分析培養耗材類 自動化分析儀類

騰達行 客服專線  
0800-211-819