

100% 來自北美

TMS-013-BKR 胎牛血清是由台灣合法登記之北美工廠所生產，牛隻均來自於美國，且血清生產均附有符合台灣進口法規之測試報告，以及 **USDA** 的審核許可文件。



MERCK

高品質胎牛血清 FBS

高品質保證

無病毒、黴漿菌、細菌檢出

乾淨無雜質

經 0.1 um 濾膜過濾三次

低內毒素 ≤ 0.1 EU/ mL (Endotoxin)

含量 ≤ 0.1 EU/ mL (specification: ≤ 25 EU/ mL)

低血紅蛋白 (Hemoglobin)

含量 ≤ 15 mg/dL


ISIA 認證

可完整追溯血清供應鏈


MERCK

細胞存活率最高


H 牌



細胞存活率最高



R 牌



客戶平測 Data | 細胞：Dendritic cell | 檢測方式：Flow cytometry |

歡迎申請試用品 請速洽當區業務