



MINIcell-35

35L 小型培養箱

- 個人化精緻醫療的最新設計，防止交錯感染，為細胞治療實驗室最佳選擇。
- IQ/OQ 完整資料認證，輕鬆進行臨床級滅菌消毒程序。
- CO₂ 紅外線 (IR) 感應器，不受溫度和濕度變化的影響。
- 小空間大容量，可放置 40 個 T25 flasks, 12 個 T75 flasks 或 8 個 T175 flasks。
- LCD 觸控面板，可直覺調整設定與參數。
- 具輸出功能，可安裝套件使用警報與類比輸出 (4 to 20 mA and alarm)。
- 可推疊使用，搭配雙層套件即可堆疊固定兩台培養箱。



Specifications

Catalog No.	WKN - MC35			
Number of chambers	1 chamber		O ₂ sensor	Galvanic battery type
Capacity (L)	35		Humidification system	Natural evaporation system (sterile distilled water injected on the bottom surface of the chamber)
Temperature	Range (°C)	Room temperature +5 to 45	Number of shelves	4 levels; shelf dimensions: 310 W x 230 D mm
	Display accuracy	± 0.1 (at 37°C)	Shelf load capacity (Kg)	5
CO ₂ concentration	Range (%)	0 to 18	Power supply	100 VAC 50/60 Hz 400W
	Display accuracy	± 0.3	External dimensions (mm)	450 W x 524 D x 466 H
O ₂ concentration	Concentration (%)	1.0 to 20.0	Internal dimensions (mm)	350 W x 300 D x 400 H
	Display accuracy	± 0.5	Weight (Kg)	32