

老朋友



全新品牌樣貌
SARTORIUS



無微流道設計，實驗前後不需清洗、省下高額清潔費用

全新機種

Octet® R Series of Systems


多種應用



偵測分子親合力、抗體濃度、HCP、Residual Protein A 等各項功能不變。

滿足不同實驗需求

無縫接軌



基礎研究到工業生產，從培養液、粗萃液到純化樣品，皆可使用。

可選擇符合 GxP 規範套組


原地升級




2、4 通道機型可依據您的實驗通量需求，直接原地升級通道數。

節省時間與經費


3 種機型 靈敏度一樣好



Octet® R2



Octet® R4



Octet® R8

	Octet® R2	Octet® R4	Octet® R8
No. of channels	2	4	8
Analysis temperature range	15–40°C	15–40°C	15–40°C
Evaporation control	No	No	Yes
Sample plate format	96-well	96-well	96-well
Field upgradability	To R4, R8	To R8	-
GxP compatibility	No	No	Yes