



PCR

絕
世
好
膜

ELISA

qPCR

Accessories



騰達行



0800-211-819



應用	貨號	包裝	適用溫度	材質	特點
PCR	F2-100	100 sheets	-20 -120°C	鋁膜 (Aluminum Foil)	· 適用所有類型 PCR 盤 · 適用光敏感性實驗
	AF-100	100 sheets	-80 -120°C	鋁膜 (Aluminum Foil)	· 極佳化學耐受性 · 適合長時間保存 · 適用光敏感性實驗
	XTR-100	100 sheets	-20 -120°C	透明膜 (Polyester, Poly)	· 適用盤緣凸盤，無裙邊 PCR 盤
qPCR	TSS-RTQ-100	100 sheets	-80 -105°C	光學透明膜 (Clear Optically Polyolefin, PO)	· 適用 ABI 機型 (本身無黏性) · 適合長時間保存 · 適用 qPCR、蛋白質結晶、HPLC
	TS-RT2-100	100 sheets	-40 -120°C	光學透明膜 (Clear Optically Polyester, Poly)	· 適用 BioRad 機型 · 適用 PCR 平盤
	TS-RT2-RR-100	100 sheets	-40 -120°C	光學透明膜 (Clear Optically Polyester, Poly)	· 適用 BioRad 機型 · 適用盤緣凸盤，無裙邊 PCR 盤
ELISA	GP-PP-100	100 sheets	-40 -120°C	透明膜 (Polypropylene, PP)	· 適用一般實驗 · 適合短時間保存、培養、ELISA
Accessories	PDL-5PK	5 Pks		刮板 (Polyethylene, PE)	· 適用所有類型 PCR 盤

優惠實施中，請洽當區業務