





Akura™ 96 孔 球狀體細胞微孔盤 #CS-PB13

市售唯一
獨特的
培養孔設計



球狀體細胞
再現性佳
一致性高


可長期培養




多重上清液分析
可吸取最大化體積的細胞培養液

球狀體細胞分析
直接裂解和分析，可獲得大規模數據結果

高品質影像呈現
0.8 mm 超薄且高透明度的 COP 材質



符合 ANSI/SLAS
自動化標準



相容性廣

SARTORIUS Pipette 移液器

滿足大量樣品製備的需求
最輕量化的設計，操作更省力
避免重複性勞動損傷 (RSI)

安全性

高效性

準確性

手動 Tacta/mLine：整支高溫高壓滅菌
電動 Picus：下半部高溫高壓滅菌
清潔滅菌 SOP 符合細胞產程需求

TAF 校正符合 GMP 規範要求
以高於 ISO-8655 的標準，確保準確度



品名	貨號	規格
手動八爪移液器	LH-729140	Tacta 8-Ch 30-300 µl
電動八爪移液器	735361	Picus 8-Ch 10-300 µl

BIOTIX Non-filter tips

Distal End Surface Area



快裝系列



FlexFit™

專利密封技術

密封區域有粗細的支架提供最大的靈活性，可輕鬆地符合移液器的管筒形狀並提供穩妥的密封性。

X-Resin™

低殘留專利設計

天然材質塑造，成分均勻。超低殘留，確保 DNA、蛋白質和奈米粒子有最大樣品回收率，測量結果準確。

Blade™

前端特殊薄壁設計

吸管前端特殊設計，最小的表面張力，防止水滴形成，進而增加精準度並節省時間。

貨號	規格
BIOTIX M-0200-9SC (63300050)	96 tips/ box, 10 boxes/pack (盒裝滅菌)
BIOTIX M-0200-9TN (63300071)	96 tips/ card, 10 cards/pack (快裝)
BIOTIX M-0200-BC (63300078)	1000 tips/ bag (散裝)