

2026

Wink

Forward

都馬
都覺

實驗順利 優惠馬上來

促銷至 2026/03/31 止



Horse
好事花生



騰達行



0800-211-819

好事數不完

優惠也一籬筐

明星商品伸展台

p.04

BD

流式螢光系列抗體 多種優惠進行中

應援團成員 6 折、購買三件以上加送 Accutase™

- 細胞凋亡 / 細胞死活 / 增生 / ELISA / 最強 Flow 周邊
- BD IMag™ 磁珠分離細胞系統 / CBA



神隊友優惠中

- 免多株抗體 / Real-one IHC Staining Kit
- CCK-8 Assay Kit

耗材專櫃

p.16



生醫年會專屬優惠方案

買任一方案 再送小文青陶瓷杯墊



細胞培養專櫃

p.09

Lonza

Lonza PBMC - 精準穩定的免疫細胞選擇

原代肝細胞 - 藥物與化學物代謝研究的核心利器

單筆 5 支 75 折 / 單筆 10 支 7 折

細胞 + 專用培養基 75 折

ZENOGEN PHARMA

細胞凍存液 - 日本市佔率第一 / 可直接儲存在 -80°C

組合超值價 \$15,000 元



騰達行 委託工研院製造

hMSC UniStem PRF Medium

快速增殖人類間質幹細胞擴增培養基 8 折

分生專櫃

p.18



大掃除

- RNase-OFF / DNA-OFF
 - LabCare Incubator Antimicrobial Spray
- 實驗順手 GO! 指定耗材滿萬 66 折加購



細菌

- DNA / RNA Shield™ Collection Devices
 - FastPrep® -24 5G 均質機
 - ZymoBIOMICS DNA/RNA Miniprep Kit
- 一站式核酸萃取 75 折起



蛋白純化

- TALON Resin / His60 Resin 買 3 送 1
 - Capturem His-tagged Membranes 等
- 試用價 7 折



蛋白表現服務

- 哺乳類平台及細菌類表達平台
- 基因合成 + 質體 雙重送

精選品牌館

p.11



Fetal Bovine Serum 胎牛血清

- 美國原產 Premier 等級
- 哥斯大黎加原產



細胞培養試劑 - 單一特價

血清蛋白系列產品 - 新客戶限定優惠

抗生素 / 緩衝液 / Trypsin-EDTA - 買 3 送 1



AMICON® ULTRA - 全系列買 5 送 1

蛋白 / 細胞培養 / 分生 - 指定產品滿兩萬贈優質好禮

超值優惠來店禮

p.22

凡購買本 DM 任一品項

即可以免費獲得或以加購價購買指定產品

BD 流式螢光系列抗體

BD Horizon Brilliant™ 系列：BB、BV、BUV

SALE 7 折

Brilliant™ 系列品項眾多，BV、BUV 為因應紫光和紫外光雷射所推出的新螢光，而可取代傳統螢光的 BB 系列，亮度和螢光穩定性更好，讓多色流式細胞實驗有更多螢光可以選擇。

Excitation Laser Line	Fluorochrome	Ex-max (nm)	Em-max (nm)	Relative Brightness
UV 355 nm	BD Horizon™ BUV395	348	395	●●○○
	BD Horizon™ BUV496	350	496	●●○○
	BD Horizon™ BUV563	350	564	●●●○
	BD Horizon™ BUV615	350	615	●●●○
	BD Horizon™ BUV661	350	660	●●●○
	BD Horizon™ BUV737	350	735	●●●○
	BD Horizon™ BUV805	351	803	●○○○
Violet 405 nm	BD Horizon™ BV421	407	423	●●●●
	BD Horizon™ BV480	440	479	●●●○
	BD Horizon™ BV510	405	512	●●○○
	BD Horizon™ BV570	407	573	●●○○
	BD Horizon™ BV605	407	605	●●●○
	BD Horizon™ BV650	406	649	●●●●
	BD Horizon™ BV711	407	713	●●●●
	BD Horizon™ BV750	409	754	●●○○
	BD Horizon™ BV786	407	786	●●●○
Blue 488 nm	BD Horizon™ BB515	490	515	●●●●
	BD Horizon™ BB700	476	695	●●●●

BD Conventional Fluorochrome 常見螢光

SALE 2 件 6 折

Excitation Laser Line	Fluorochrome	Ex-max (nm)	Em-max (nm)	Relative Brightness
Blue 488 nm	Alexa Fluor™ 488	494	517	●●○○
	FITC	494	518	●●○○
	PerCP	481	675	●○○○
	PerCP-Cy5.5	482	676	●●○○
Blue 488 nm & Yellow-Green 561 nm	PE	496,566	576	●●●●
	PE-Cy5	496,566	670	●●●●
	PE-Cy7	496,566	781	●●●●
Red 640 nm	APC	651	660	●●●○
	Alexa Fluor™ 647	653	669	●●●○
	Alexa Fluor™ 700	697	719	●○○○
	APC-Cy7	651	779	●○○○
	APC H7	659	782	●○○○


* 綠底 為可置入第 5 頁 TBMNK Backbone Panel 的 Fluorochrome

強力推薦

經 BD 原廠測試

BD TBMNK Backbone Panel

可另外置入 marker 的經典 TBMNK backbone panel，並保留經過原廠測試，並保留 4 個常用的螢光通道 (FITC, PE, APC, BV421 channel) 可額外加入感興趣的 marker。



Panel 名稱	樣本類型	顏色數	Panel					
TBMNK Backbone Panel	PBMCs	11	Laser	Marker	Fluorochrome	Clone	Volume/Test	Cat. No.
			405 nm		BV421			
				CD3	BV510	UCHT1	5 µL	563109
				CD56	BV711	NCAM16.2	5 µL	563169
				CD14	BV786	M5E2	5 µL	563698
			488 nm		FITC			
					PE			
				CD4	BB700	SK3	5 µL	566392
				CD16	PE-Cy™7	B73.1	5 µL	335788
			640 nm		APC			
				CD19	APC-R700	HIB19	5 µL	564977
				CD8	APC-H7	SK1	5 µL	641400

機器需求：至少需三雷 11 色以上

可用機型：BD FACSLytic 3 雷 12 色，LSRFortessa, LSRFortessa™ X-20

BD 明星商品應援團

助你實驗順利



細胞凋亡

BD Pharmingen™ FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I

偵測細胞膜 **PS** 外翻

貨號 #556547
規格 100 Tests



BD Pharmingen™ PE Annexin V Apoptosis Detection Kit I

偵測細胞膜 **PS** 外翻

貨號 #559763
規格 100 Tests

BD Pharmingen™ MitoScreen (JC-1)

偵測粒線體膜電位改變

貨號 #551302
規格 100 Tests



BD Pharmingen™ Annexin V Binding Buffer (10X)

Annexin V 實驗必備 **buffer**

貨號 #556454
規格 50 mL



細胞死活 / 增生

BD Horizon™ Fixable Viability Stain 780

偵測細胞死活
對固定液和打洞液具耐受性

貨號 #565388
規格 200 µg



BD Pharmingen™ 7-AAD

偵測細胞死活

貨號 #559925
規格 2 mL

BD Pharmingen™ Propidium Iodide Staining Solution

偵測細胞死活

貨號 #556463
規格 2 mL

BD Pharmingen™ FITC BrdU Flow Kit

偵測細胞增生

貨號 #559619
規格 50 Tests



ELISA

TMB Substrate

ELISA 必備呈色劑



貨號 #555214
規格 300 mL each of 2 reagents

BD OptEIA™ Human TNF ELISA Set

發炎反應相關的細胞激素

貨號 #555142
規格 20 plates

BD OptEIA™ Human IL-6 ELISA Set

發炎反應相關的細胞激素

貨號 #555220
規格 20 plates



BD OptEIA™ Human IL-2 ELISA Set

activated T cells 相關細胞激素

貨號 #555190
規格 20 plates



應援 1 應援團成員 **6** 折

應援 2 購買三件以上 加碼送 **BD™ Accutase™ Cell Detachment Solution 100 mL**
(#561527)

最強
Flow 周邊



BD Horizon™ Brilliant Stain Buffer Plus

染兩種以上 **Brilliant** 系列
螢光專屬 **buffer**

貨號 #568264
規格 100 Tests

BD™ SpectraComp™ Unmixing and Compensation

流式補償設定超簡單
(適用多物種抗體)

貨號 #569991
規格 100 Tests

BD Pharmingen™ Human BD Fc Block™

Fc receptor blocking
減少非專一性結合

貨號 #564220
規格 0.25 mg



BD Pharmingen™ Mouse BD Fc Block™

Fc receptor blocking
減少非專一性結合

貨號 #553142
規格 0.5 mg

BD IMag™


磁珠分離細胞系統



BD IMag™ Mouse CD4 T Lymphocyte Enrichment Set - DM

分離 **T helper cells**

貨號 #558131
規格 1×10^9 cells



BD IMag™ Anti-R-Phycoerythrin (PE) Magnetic Particles - DM

磁珠二抗，實驗更彈性

貨號 #557899
規格 5 mL

BD IMag™ Streptavidin Particles Plus – DM

磁珠二抗，實驗更彈性

貨號 #557812
規格 5 mL

BD IMag™ Buffer (10X)

IMag™ 實驗專屬 **buffer**

貨號 #552362
規格 100 mL



CBA

同時定性定量多種蛋白
的流式細胞儀分析技術



BD™ Human Th1/Th2 Cytokine CBA Kit

定量 **Th1/Th2** 細胞激素

貨號 #551809
規格 80 Tests



BD™ Human Th1/Th2/Th17 Cytokine CBA Kit

定量 **Th1/Th2/Th17** 細胞激素

貨號 #560484
規格 80 Tests

BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human IFN- γ Flex Set

定量 **IFN- γ** 細胞激素

貨號 #558269
規格 100 Tests



BD™ CBA Human Soluble Protein Master Buffer Kit
Human Flex set 實驗必備

貨號 #558264
規格 100 Tests



iREAL
Biotechnology

明星商品應援團



助你實驗順利

台灣製造
快速到貨

WB/IHC 神隊友

高靈敏度 高特異性

兔多株抗體 (100 μ L) **特價** \$8,500 / 支

買就送 兔多株抗體 小包裝 (25 μ L)

再送二選一：

(A) Anti-Rabbit IgG WB 二抗 100 μ L (貨號 #IRBS4012)

(B) Real Femto Plus Western Substrate 10 mL +10 mL (貨號 #IRRG8001-20ml)

IHC 神隊友

IHC 應用必備，最佳配件包

Real-one Mouse/Rabbit IHC Staining Kit

特價 \$15,000 / 組

貨號 #IRSK8003

規格 150 Tests

- 實驗室只要自備 Mouse/Rabbit primary antibody
- DAB 呈色系統
- Kit 內附 Antigen retrieval buffer, Hydrogen peroxidase block, High effect immunoblock, Mouse/Rabbit probe HRP, DAB chromogen (20X DAB buffer), Counter strain Hematoxylin, Antibody dilution buffer



細胞毒殺 / 活性 神隊友

高靈敏度 操作簡單快速

Cell Counting Kit-8 (CCK-8) assay **特價** \$3,500 / 組

貨號 #IRRG8009

規格 500 assays

- 偵測細胞增生 / 細胞毒殺
- 優於傳統 MTT、WST-1 等實驗方式
- ready-to-use
- 不具細胞毒性

Lonza

特價 細胞 5 支 75 折 / 10 支以上 7 折

(限單筆訂單)

特價 專用培養基 75 折

PBMC

精準穩定的免疫細胞選擇

高存活率 PBMC，多種包裝規格，可依捐贈者特徵選擇批次，需額外細胞可協助再次採樣，每批次附 CoA，品質可追溯，專業團隊提供技術支援。





細胞類型	貨號	品名	規格	推薦培養基
人類周邊血單核細胞	CC-2702	Human PBMCs	≥50 million cells	04-418Q, 04-448Q
	CC-2703	Human PBMCs	≥100 million cells	04-418Q, 04-448Q
	CC-2704	Human PBMCs	≥10 million cells	04-418Q, 04-448Q
	CC-2705	Human PBMCs	≥25 million cells	04-418Q, 04-448Q
	CC-2702P	Human PBMCs with cell population frequency	≥50 million cells	04-418Q, 04-448Q
	CC-2703P	Human PBMCs with cell population frequency	≥100 million cells	04-418Q, 04-448Q

原代肝細胞

藥物與化學物代謝研究的核心利器

用於代謝產物鑑定、代謝穩定性及毒性評估，適用貼壁、懸浮與 3D 培養，懸浮細胞適合短期代謝與轉運體研究，冷凍技術保留高活性，實現標準化實驗，助力藥物研發加速篩選與開發。



細胞類型	貨號	品名	規格	解凍培養基	鋪板培養基	維持培養基
人類肝細胞	HUCS10P	Cryo Pooled Human Hpctyes, 10DP	>5 million cells	MCHT50P	N/A	CC-3198
	HUCS20P	Cryo Human Hpctyes, Suspns Q., 20-DP	>5 million cells	MCHT50P	N/A	CC-3198
	HUCS50P	Cryo Human Hpctyes, Suspns Q., 50-DP	>5 million cells	MCHT50P	N/A	CC-3198
	HUCSD	Cryo Human Hpctyes, Suspns Q.,	>5 million cells	MCHT50	N/A	CC-3198
	HUCPG	Cryo Human Hpctyes, Platable, GenPur	>5 million cells	MCHT50	MP100	CC-3198
	HUCPI	Cryo Human Hpctyes, Platable, Q., Ind	>5 million cells	MCHT50	MP100	CC-3198

Searching
適合我的產品是……



我的檢測是否
超過 4 小時？

NO

懸浮或 DonorPlex™ 肝細胞

#HUCSD #HUCS10P
#HUCS20P #HUCS50P

YES

檢測是否屬於藥物交互
作用研究的一部分

NO

通用型肝細胞

#HUCPG

YES

符合交互作用
標準的肝細胞

#HUCPI

ZENOGEN PHARMA

優惠方案二選一（RUO & GMP 品項可混搭，送價低者）

方案 1 買大送小 買 100 mL 一瓶 送 20 mL 一瓶（限購 2 組）

方案 2 買兩瓶 送一箱（限購 2 組）

買兩瓶 100 mL 包裝 送 一箱 MERCK #S2GPT05RE

Steritop® Vacuum Bottle Top Filter (0.22 µm, PES membrane 500 mL, 12 個 / 箱)



RUO grade

廣用型 - 適用多款細胞凍存、原代細胞凍存

日本
市佔率第一

可直接儲存
在 -80 °C

文獻
引用數多

細胞功能
維持完整



CELLBANKER®1

100 mL / 20 mL

含 ≤ 80%
Bovine serum



CELLBANKER®2

100 mL

不含血清
適合無血清培養環境
適合蛋白質表達細胞

GMP grade

幹細胞 & 免疫細胞專用（可用於細胞治療相關研究）

Xeno-
free

Serum-
free

Chemically
defined

PIC/S GMP
grade



STEM-CELLBANKER®

20 mL / 100 mL

凍存 iPSC、MSC、ES、PBMC、
Organoid、tissue 效果好



STEM-CELLBANKER®

DMSO Free

20 mL / 100 mL

不含 DMSO，對細胞傷害降到最低



STEM-CELLBANKER EX

100 mL

所有成分皆已用於靜脈注射
凍存 HSC、ADSC 效果好



高品質 Fetal Bovine Serum 胎牛血清

#12103C-500ML

美國原產胎牛血清 Premier 等級

- 好嚴謹：高達 12 項的病毒檢測
- 好放心：檢測項目包含偵測病毒抗體效價
- 無菌測試：採用 0.1 μm 濾膜過濾 3 次
- 好安心：通過多項測試標準，含細菌、病毒、支原體、內毒素、血紅蛋白...等



SALE 買一瓶 FBS + ZENOGEN PHARMA CELLBANKER 1 or 2 100mL

細胞凍存液 超值價 **\$15,000 元**

廠牌	備註	貨號	品名
Serana	三合一抗生素	RAL-008-100ML	Penicillin-Streptomycin-Amphotericin Solution 100X
ZENOGEN PHARMA	細胞凍存液	CELLBANKER 1 20 mL	CELLBANKER® 1 含 $\leq 80\%$ Bovine serum
MERCK	濾杯	S2GPT02RE	Steritop, 12 pack, GP, 0.22 μm , polyethersulfone, 250 mL
	細胞分離試劑	SCR005	Accutase
	針頭過濾器	SLGPR33RS	Millex-GP Syringe Filter Unit, 0.22 μm , PES, 33 mm 50/pk
		SLHPR33RS	Millex-HP Syringe Filter Unit, 0.45 μm , PES, 33 mm, 50/pk
		SLGSR33SS	Millex-GS Syringe Filter Unit, 0.22 μm , MCE, 33 mm, 50/Pk
		SLHAR33SS	Millex-HA Syringe Filter Unit, 0.45 μm , MCE, 33 mm, 50/pk
		SLGVR33RS	Millex-GV Syringe Filter Unit, 0.22 μm , PVDF, 33 mm, 50/pk
		SLHVR33RS	Millex-HV Syringe Filter Unit, 0.45 μm , PVDF, 33 mm, 50/pk



SALE 新品嘗鮮 每瓶折價 **\$5,000 元**

(一名限折抵一瓶，限量 10 名)

眾多藥廠指定血源—哥斯大黎加 FBS

#S-FBS-CR-015

嚴格的品質控管，適用科學研究與生物製藥

- 無菌過濾三次 (0.1 μm)，符合嚴格的無菌標準測試
- 遵守歐洲血清製品協會 (ESPA) 的認證規範與相關標準
- 超低內毒素、低總蛋白、低血紅素
- 完整的 11 種病毒檢測清單，涵蓋 BVDV(CP/NCP)、PI3、Rabies、REO、Adenovirus 1/3/5、IBR 等均為「未檢出」
- 完整檢測數據：生化指標、電解質與金屬、荷爾蒙與抗生素 (Tetracycline 殘留) 完整的細胞生長測試報告



狂牛病可忽略風險國



高技術倫理
高採集標準

可追溯機制
安全放心

具備卓越
批次一次性

管理完善
限量生產



來自德國的高品質細胞培養試劑

單一特價

DMEM, 500 mL

LabPRO

貨號	MCL-002	LPCM03007L GMP	MCL-003	MCL-004	MCL-005	MCL-015	MCL-019
Glucose	High	High	-	High	High	Low	Low
Glutamine	✓	✓	-	✓	-	✓	-
Sodium pyruvate	✓	✓	-	-	-	✓	✓
Phenol red	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sodium bicarbonate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SALE 任選 3 瓶 \$1,900 元

M199, 500 mL

貨號	MCL-032	MCL-033
Format	Liquids	Liquids
Glucose	✓	✓
Glutamine	✓	✓
Phenol red	-	✓
Sodium bicarbonate	✓	✓

SALE 3 瓶 \$2,500 元

RPMI-1640, 500 mL

貨號	MCL-037	MCL-038	MCL-042
Glucose	✓	✓	✓
Glutamine	✓	✓	-
Phenol red	✓	✓	-
Sodium bicarbonate	✓	✓	✓
HEPES	-	✓	-
Gibco 相似品	#11875	#22400	#32404

SALE 任選 3 瓶 \$2,100 元

Water 分生等級

**DNase, RNase, Protease-Free,
Not DEPC Treated**

#BWL-002-500ML

SALE 3 瓶 \$3,400 元

RBC Lysis Buffer (5X)

Sugar-based formulation

#RCL-002-100ML

SALE 1 瓶 \$2,000 元

組合優惠

抗生素

 PS (二合一) / PSA (三合一) /
Amphotericin B / G418 / Gentamicin

緩衝液

 PBS / DPBS / HEPES /
EBSS / HBSS

Trypsin-EDTA

 0.05% (1X) / 0.25% (1X) /
0.5% (10X)

SALE 買 3 送 1 (可混搭, 送價低者)



血清蛋白系列產品

新客限定

分生等級 牛血清白蛋白 Bovine Serum Albumin (BSA)

BSA powder (Purity>99%)

Low endotoxin, Fatty Acid-Free,
Immunoglobulin-Free,
Protease-Free,
#RBP-018-100G

SALE **\$9,000 元**

10% BSA Solution in DPBS

Fatty acid-free, Immunoglobulin free,
Low endotoxin Sterile-filtered,
不含 stabilizer / preservative,
#BSM-001-100ML

SALE **\$2,900 元**

人類血清白蛋白 Human Serum Albumin (HSA)

HSA, Lyophilized Powder

Origin: United States
#HSA-001-10G

SALE **\$6,200 元**

10% HSA Solution in DPBS

Cell Culture grade, Serum-free,
Xenobiotic-free,
不含 stabilizer / preservative
#HSA-001-100ML

SALE **\$5,700 元**

血清系列產品

Human AB serum

For In vitro use,
Further manufacturing use,
Cell Culture
#S-HUB-US-011

SALE **2 瓶 \$15,000 元**

**Rabbit Serum**

0.2 µm Sterile Filtered
#S-RB-EU-015

SALE **\$4,000 元**





騰達行

委託工研院製造

hMSC UniStem PRF Medium

快速增殖人類間質幹細胞擴增培養基

低密度細胞種植 ($2.5 \sim 5 \times 10^2$ cells/cm²)，高效增殖細胞
培養皿不需先用細胞外基質 (ECM) 處理


Serum-free

Xeno-free

Phenol red free

GMP 等級

UniStem 與含胎牛血清或
他牌無血清培養基相比
增殖速度更快



高效增殖配方

hMSC UniStem PRF Basal Medium

4°C

450 mL

人類血小板裂解物和特殊配方
hMSC UniStem PRF Supplement

-20°C

50 mL



MERCK Amicon® Ultra

核酸

蛋白質

病毒

外泌體

去鹽

置換緩衝液

✓無溶析物 ✓殘留最低 ✓回收率高 ✓一體成形 ✓全程自動化生產 ✓Real Dead Volume



<0.5 mL



<2 mL



<4 mL



<15 mL

全系列
買 5 送 1

3, 10, 30, 50, 100 kDa

可混搭 · 贈價低者



Protein

mPAGE® Gel Casting Kit



mPAGE® Mini Gel Tank



mPAGE® 預鑄膠體



mPAGE® Mini Wet Transfer System



Immobilon® 轉漬膜



傳統款



裁切款

SignalBoost™ Immunoreaction Enhancer Kit

#407207-1KITCN



Immobilon® Western Substrate 呈色劑



傳統款



預混款

Cell culture

Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter



Millicell® EZ Slide 4 / 8 well



Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS), 150 mg

#02-102



Millex Syringe Filter Unit 小飛碟



Molecular Biology

LB Broth

#1.10285



Agar

#1.01614



KOD Hot Start DNA polymerase

#71086/ #71975

10mM dNTP Mix

#71004

以上三大系列產品

SALE 滿 \$20,000 元，贈送一項以下產品

pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator

#1.09535.0001

Water suitable for electrophoresis, PCR

#W4502-1L

Goat anti-Mouse IgG Antibody-HRP (H+L)

#INGM-1000

Goat anti-Rabbit IgG Antibody-HRP (H+L)

#INGR-1000

EZColor Pre-stained Protein Marker

#IN1130 x 2

SERANA DPBS or PBS, 1L

#BDL-001-1L/ #PBS-001-1L

SERANA 熱賣

基礎培養液 500 mL

常見培養液規格





生醫年會 耗材專屬優惠

數量有限，售完為止



優惠
1



5/10 mL 半紙半塑膠 Pipets

\$ 5,200 / 5 箱

\$ 10,000 / 10 箱



#357543
5 mL



#357551
10 mL

(FALCON 357543 / 357551 任選)


(一次出貨、不寄貨)

優惠
2



15/50 mL 離心管

\$ 12,000 / 5 箱



(FALCON 352096 / 352070 任選)

(一次出貨、不寄貨)

優惠
3



10 cm 細胞培養皿

\$ 12,000 / 5 箱



(FALCON 353003)

(一次出貨、不寄貨)

優惠
4



ANCELL

5 mL 內 / 外旋 細胞凍管

\$ 999 / 包

買就送 5 mL 細胞凍管 專用塑膠盒



#6142-S0-45000 (內旋)

#6242-S0-45000 (外旋)

#89050-1 (外旋)



TPP 99014-1

SALE 實驗順手 **GO! Falcon / Biotix / Neptune** 耗材滿萬 享分生專櫃指定品項 **66** 折加購價 P.19

優惠 5

BIOTIX **NEPTUNE**
LIQUID HANDLING Tools for Life Sciences

散裝 Tips \$ 500 / 包

(尺寸任選)

(Biotix M-1250-BC 在此優惠外)



優惠 6

NEPTUNE **ANCELL** **Biosigma**
Tools for Life Sciences

1.6 mL 微量離心管一次買 10 包，再送 80 孔微量離心管 Rack

規格任選
一次滿足
所有需求



#4445.X (熱賣好開)
#3745.X (透明)
#3745.A (彩色)
#CL15.010.1000 (防爆)
#1210-07 (棕色避光)
#1210-10 (防爆低殘留)




FISHER 11728084

優惠 7

EXCEL
SCIENTIFIC

買高光學透明封膜，再送原廠刮板



#PDL-5PK-1



貨號	品名	備註
TSS-RTQ-100	ThermalSeal® RTS, Optically Clear (Silicone Adhesive 無黏性)	適用 ABI 機型
TS-RT2-100	ThermalSeal® RT2, Optically Clear for Flat-Top Plates	適用 Bio-Rad 機型 / For 平邊盤
TS-RT2-RR-100	ThermalSeal® RT2RR, Optically Clear for Raised Rim Plates	適用 Bio-Rad 機型 / For 凸邊盤

優惠 8

Ansell

MICROFLEX® Supreno® 紫色丁腈橡膠手套

\$ 4,500 / 箱 (ANSELL 92-743-XS/S/M/L 尺寸任選)



厚款

P.16、P.17 限定

買耗材任一方案
再送 小文青陶瓷杯墊



(FALCON F00031)

不累贈、不挑款
數量有限，送完為止

保存



SALE 75 折

DNA / RNA Shield™ Collection Devices

NASA 都在用的 DNA / RNA 樣本保存液

- 室溫保存 RNA 至少 1 個月、DNA 至少 2 年
- 5 - 30 分鐘即可抑制病毒與其他感染源的活性
- 無需移除保存液，直接搭配 DNA / RNA 純化試劑



均質



全新代理開幕慶 SALE

FastPrep® -24 5G 均質機

一鍵均質 糞便 / 土壤 / 牙齒 / 骨骼 / 毛髮或
酵母 / 真菌 / 細菌 / 植物 / 細胞 等多種樣本

- 一次可處理 24 管樣本
- 最高轉速達 10 m/s，處理時間短
- 內建 72 種均質 Protocol



開幕優惠歡迎洽詢當區業務

萃取




SALE 75 折

ZymoBIOMICS DNA/RNA Miniprep Kit

靈活萃取菌相 DNA / RNA

- 適用糞便 / 土壤 / 水 / 植物 / 生物膜 / 拭子 / 口水 / 體液 等多種樣本
- 無偏差裂解所有微生物
- 移除干擾因子，PCR / 16S rRNA seq / Shotgun seq 免擔心



功能	貨號	品名	包裝
保存	R1100-50	DNA/RNA Shield	50 mL
	R1100-250		250 mL
	R1200-25	DNA/RNA Shield (2X Concentrate)	25 mL
	R1200-125		125 mL
	R1101	DNA/RNA Shield Fecal Collection Tube	10 Pack
均質	116005500	FastPrep® -24 5G	1 Each
萃取	D4300	ZymoBIOMICS DNA Miniprep Kit	50 Rxns
	R2001	ZymoBIOMICS RNA Miniprep Kit	50 Rxns
	R2002	ZymoBIOMICS DNA/RNA Miniprep Kit	50 Rxns



掃描連結查看更多規格

SALE 實驗順手 GO! Falcon / Biotix / Neptune 耗材滿萬 享本頁品項 **66** 折加購價



DNA-OFF®

(Cat. 9036)

快速去除 PCR 工作站的 DNA



RNase-OFF®

(Cat. 9037)

快速去除 RNA 工作站的 RNase

- 非鹼性、非腐蝕性、非致癌性的實驗室清潔溶液
- 任何表面（桌面 / 分注器 / 離心管內壁…等）的污染皆適用

貨號	品名	包裝
9036	DNA-OFF®	500 mL
9037	RNase-OFF®	500 mL



LabCare Incubator Antimicrobial Spray

30 分鐘內即可消除實驗室微生物污染



- Isothiazolone 類抗菌劑，高效率、低毒性、環保、無腐蝕性
- 抑制並消除培養箱、生物安全櫃和工作台上的病毒、細菌、真菌、*Mycoplasma* 和黴菌
- 每次清潔可維持 7-10 天

貨號	品名	包裝
093051149	LabCare Incubator Antimicrobial Spray	100 mL
093051153		450 mL
093051153X4		450 mL x 4

TALON Resin

獲得最高純度的 His-tagged 蛋白

- 鈷離子 (Co^{2+}) 樹脂，可用溫和的 pH 值 (pH 6.3) 洗脫蛋白，保持 His-tagged 蛋白的生物活性

His60 Resin

載量 & 產量都超高的 Ni-IDA 樹脂

- 純化性能優於傳統 Ni-NTA 的鎳離子 (Ni^{2+}) 純化樹脂
- Capacity 最高可達 60 mg/mL



SALE 買三送一

Capturem™ His-tagged purification kits

5 分鐘取得高純度 & 高產量 His-Tagged 蛋白


- 新一代膜技術大大增加樣本載量、清洗空間與蛋白質結合表面積
- 兼容 EDTA、DTT、BME、glycerol、TCEP 等試劑



NucleoGone™ Endonuclease

高活性的核酸去除酵素

- 降解核酸減低樣品黏度，從而提高純化蛋白的產量
- 降解細胞粗萃物中的 DNA/RNA
- 去除病毒載體中的宿主殘留核酸



SALE 試用價 7 折

分類	型式	貨號	產品	包裝
TALON	填充樹脂	635501	TALON Metal Affinity Resin (省錢經濟型)	10 mL
		635502		25 mL
		635503		100 mL
		635506	TALON Superflow Metal Affinity Resin (FPLC 專用)	25 mL
		635507		100 mL
His60	填充樹脂	635659	His60 Ni Superflow Resin (FPLC 適用)	10 mL
		635660		25 mL
		635662		250 mL
Capturem	高容量濾膜	635710	Capturem™ His-Tagged Purification Miniprep Kit	20 Rxns
		635713	Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Kit	6 Rxns
		635715	Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns	25 Columns
		635719	Capturem™ His-Tagged Purification Maxiprep Columns	50 Columns
		635724	Capturem™ His-Tagged Purification Large Volume	4 Units (2 Units per box)
		635730	Capturem™ His-Tagged Purification 24-Well Plate	1 x 24 - Well Plate
		635714	Capturem™ His-Tagged Purification 96-Well Plate	1 x 96 - Well Plate
NucleoGone™	核酸內切酶	2490A	NucleoGone™ Endonuclease	25,000 Units



SALE 雙重優惠

- ① 表現蛋白序列 ≤300 aa (對應基因 ≤900 bp)，**基因合成免費**
 ② 購買 TurboCHO / HD293F 任一方案，即可**免費獲得**該方案合成質體*
 *原蛋白方案無提供表現質體，即日起可免費取得 4 μg 質體，實驗規劃更彈性



哺乳類表現平台 Mammalian Expression

適用：

- 各種抗體形式
- 分泌型蛋白

應用範圍：

- 功能性研究 (Functional study)
- 蛋白質修飾研究 (PTM study, Post-translational modification study)
- 蛋白質特性分析 (Characterization)



另有基因合成搭配條件
測試方案，歡迎洽詢

TurboCHO 表現系統					
Service List	Scales	Yield	Default QCs	Default storage buffer	備註
TurboCHO HT (Transient expression)	10 mL / 30 mL	0.1-10 mg	SDS-PAGE SEC-HPLC A280	NaAc Buffer, 0.2 M L-Arginine, pH 5.5 Buffer exchange to PBS pH 7.2, additional fee and 0.5 days	無法選擇二步純化
TurboCHO Express (Transient expression)	40 mL / 100 mL / 200 mL	mg-g	SDS-PAGE SEC-HPLC Endotoxin A280	PBS pH 7.2	可選擇二步純化 (加購)
HD293F 表現系統					
Service List	Scales	Yield	Default QCs	Default storage buffer	備註
HD293F	40 mL / 100 mL / 200 mL	mg-g	SDS-PAGE SEC-HPLC Endotoxin A280	PBS pH 7.2	可選擇二步純化 (加購)



細菌類表達平台 BacPower™ Customized Service 已交付超過 50,000 批次

適用：

- 酵素
- 抗原與抗體片段
- 細胞激素

應用範圍：

- 高通量蛋白生產與酵素研究 (HT protein & enzyme evolution)
- 蛋白標準品製備 (Protein standards)
- 功能性蛋白研究 (Functional proteins)



查看更多資訊

Service List	Scale	Yield	Default QCs	備註
High Throughput	4 mL - 96 DWP 50, 200, 500 mL - flask	inquiry	SDS-PAGE A280 Mass (Random 5% samples)	兩種培養體積，滿足不同需求產能高， 原廠生產量每週最多可達 750 種蛋白
Customized	1L - 300 L			客製化流程 高蛋白產量
Scale-Up Production	Up to 5000 L			產量可達公斤級 高密度發酵生產 提供 GMP 生產
CRISPR/Cas Protein Service * 提供 AI Enzyme Design Tool	mg to Kg			保證產量和純度

凡購買本目錄任一品項，即可免費獲得或以加購價購買以下產品

(一個品項，限購一個。數量有限，送完為止)

分類	品號	品名	備註	包裝
0 元贈送區				
耗材	C5291-100EA	Spectrophotometer cuvettes, polystyrene, 340-800 nm	分光光度計比色皿	100 pk
	SLHNX13NL	Millex™ Nylon syringe filter, 0.45 µm, 13 mm, non-sterile, hydrophilic	小飛碟	100 pk
	Z162159-1PAK	Spinfin® magnetic stirring bar	磁性攪拌子	1 pk
試劑	10109142001	RNase A from bovine pancreas	核糖核酸酶 A	25 mg
	1.00264.0100	Formic acid 98-100%, EMSURE ACS, Reag. Ph Eur	甲酸	100 mL
	1.02904.0010	Acetonitrile-D3, 99% for NMR spectroscopy	氘代乙腈	10 mL
	1.16981.0001	Ascorbic Acid Test; 25-450 mg/L	快速檢測天然抗壞血酸的含量	500 Tests
	455652-25G	Sodium p-toluenesulfonate	對甲苯磺酸鈉，常用作還原劑或自由基反應助劑	25 g
	914304-500MG	Hyaluronic acid methacrylate	透明質酸是一種線性多醣，主要存在於結締組織中。廣泛應用於組織工程、3D 生物列印及藥物傳遞等領域	500 mg
	L4895-2MG	Lectin from Triticum vulgaris (wheat)	凝集素是碳水化合物結合蛋白，在宿主辨識和組織黏附中也扮演著重要角色	2 mg
	P2307-100G	Polyvinylpyrrolidone	聚乙吡咯烷酮，防止非特異性結合的作用	100 g
1,000 元加購區				
耗材	23226	Magnetic Stir Bar, 0.1-2.0 mL vessels, PTFE	磁性攪拌子	6 pk
	132752SP	Spectra/Por Weighted Closures 10 w/weight	透析夾	10 pairs
抑制劑	219421-1MGCN	Cathepsin L Inhibitor I	cathepsin L 抑制劑	1 mg
	309866-100MGCN	Diltiazem, Hydrochloride	鈣離子通道拮抗劑	100 mg
	382115-10MGCN	Histone Acetyl Transferase Inhibitor VII, CTX7A	抑制 p300 和 PCAF 的乙醯化以及組蛋白乙醯化，誘導生長停滯	10 mg
	401250-100UGCN	Ilimaquinone	一種透過細胞膜的代謝物，具有抗菌、抗 HIV、抗發炎和抗有絲分裂特性	100 µg
	444152-5MGCN	MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3	阻止 p53 與 MDM2 的結合	5 mg
	474780-5MGCN	MG-115	抑制類胰凝乳蛋白酶活性	5 mg
	554715-25MGCN	Retro-2	一種細胞可滲透的三環亞胺化合物，可抑制 CtxB 和 StxB 高基氏體	25 mg
	565761-1MGCN	γ-Secretase Inhibitor IV	抑制 Aβ x-40、Aβ x-42 的釋放	1 mg
試劑	05233801-.5MGCN	Endothelin 3, Human and Rat	皮素 -3，血管收縮蛋白	0.5 mg
	1.02536.0250	Cobalt(II) nitrate hexahydrate	硝酸鈷 (II) 六水合物，催化劑或分析化學試劑	250 g
	1.04374.2500	n-Hexane, (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.	正己烷，非極性溶劑	2.5 L
	1.09731.2500	Tetrahydrofuran (THF), ACS reagent, reag. Ph. Eur.	四氫呋喃，極性非質子溶劑，能溶解多種有機化合物和無機鹽	2.5 L
	1.11662.0010	CHAPS for biochemistry	非變性兩性離子去垢劑	10 g
	561505-250MGCN	L-Selenomethionine	增加穀胱甘肽過氧化物酶的表達	250 mg
	ESG1106	ESGRO® Leukemia Inhibitory Factor (LIF)	透過抑制自發性分化，促進小鼠胚胎幹細胞和誘導多能幹細胞的自我更新和長期維持	10 ⁶ units / L
	S25-100ML	Mouse Serum, 100 mL	小鼠血清，可用於細胞培養添加劑及免疫學實驗	100 mL
	S7109	Propidium Iodide Solution, PI	核螢光染料，可區分活細胞和死細胞	250 µg/ mL

分類	品號	品名	備註	包裝
1,000 元加購區				
抗體	04-1469-25UG	Anti-hnRNP A1, clone 9H10	WB; Human	25 µg
	05-637-25UG	ANTI-BMI-1, CL F6	ICC, IP, WB; Rat, Human, Mouse, Rabbit	25 µg
	05-824-25UL	Anti-Estrogen Receptor β Antibody, clone 68-4, rabbit monoclonal	IP, WB; Human	25 µg
	06-445-25UG	Anti-Kip1 (p27) Antibody	IHC, IP, WB; Rabbit, Human, Rat	25 µg
	06-583-25UG	ANTI-LCK PC 12-303	IP, WB; Human	25 µg
	06-597-25UG	Anti-phospho-Histone H1 Antibody	ICC, WB; Bovine, Human	25 µg
	07-276-25UL	ANTI-PDGF RECEPTOR ALPHA	IP, WB; Human, Mouse	25 µg
	07-303-25UG	Anti-phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) Antibody	WB; Canine, Human	25 µg
	07-408-25UL	ANTI-SMAD2/3	WB; Human, Mouse, Rat	25 µg
	07-416-25UG	ANTI-AKT1/PKBA PC 12-301	IP, WB; Rat, Human, Mouse	25 µg
	07-478-25UL	ANTI-SNF2B/BRG1 PC 12-309	IP, WB; Rat, Mouse, Human	25 µg
	07-590-25UG	Anti-Ago 2	WB; Human	25 µg
	07-689-25UL	Anti-EZH2	ChIP, IP, WB; Human, Mouse	25 µg
	07-697-25UL	Anti-E-Cadherin	IHC, WB; Human	25 µg
	09-213-25UG	ANTI-PHOSPHO-MTOR (SER2448)	WB; Human	25 µg
	AB10200-25UG	Anti-Perilipin A Antibody	WB; Bovine, Human	25 µg
	CBL194F-25ASSAYS	Anti-Cytokeratin 7 Antibody, clone LP5K, FITC conjugated	FACS, ICC, IHC (p); Human	25 Tests
	CBL496-25UG	Anti-CD34 Class II Antibody, clone QBEND/10	FACS, IHC (p), IP; Monkey, Human	25 µg
	MAB1406-25UG	Anti-Thy 1.1 clone OX-7	FACS, ICC, IHC; Rat	25 µg
	MAB1675-25UL	Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone E6	IHC, WB; Fish, Rat, Rabbit	25 µg
	MAB1935-25UG	Anti-Fibronectin Antibody, CT, clone 868A11	ELISA, WB; human	25 µg
	MAB5428-25UG	Anti-Retinal Pigment Epithelium 65	ELISA, IHC, IP, WB; Bovine, Human, Xenopus, Mouse	25 µg
	MABC34-25UG	Anti-Bec1-1, clone 9A1.1	FACS, IHC, WB; Human	25 µg
5,000 元加購區				
耗材	132678SP	Spectra/Por 2 Dialysis Membranes 12-14 kDa	透析膜	1 Roll
抑制劑	239783-1SETCN	Cyclooxygenase Inhibitor Set	環氧合酶抑制劑	Set
	S4317-5MG	SB 431542 hydrate	抑制 TGF- β 介導的 SMAD 蛋白活化	5 mg
試劑	1.08643.1000	TritonR X-100, Ph Eur	聚氧乙烯辛基苯醚	1 L
	14-441	FYN, ACTIVE	Src 家族的非受體酪氨酸激酶，參與多種信號傳遞	10 µg
	324681-100UGCN	Elastase, Human Neutrophil 1PC X 100UG	彈性蛋白酶	100 µg
	56485-1G	N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt	N-基磺基琥珀酰亞胺鈉鹽，用于蛋白質或多肽的標記、偶聯、固定化	1 g
抗體	04-1036	Anti-Aurora-B (N-term), clone EP1009Y	ELISA, FACS, IP, WB; Human, Monkey, Canine, Mouse	100 µg
	05-184	ANTI-SRC, PC 12-301	IP, WB; Avian, Mink, Mouse, Rat, Human	100 µL
	05-603	Anti-Luciferase Antibody, clone21	IHC, WB; All	200 µg
	05-645	Anti-phospho-HSP27 (Ser78) Antibody, clone JBW502,100UG	WB; Human	100 µg
	05-652	Anti-MUC1/episialin Antibody, clone 214D4	FACS, IHC; Human	200 µg



凡購買本份 **DM** 任一品項，即可以加購價購買以下產品

(一個品項，限購一個。數量有限，送完為止)

分類	品號	品名	備註	包裝
5,000 元加購區				
抗體	07-081	Anti-phospho (Ser10)-acetyl (Lys14)-Histone H3	ChIP, ICC, WB; Eukaryotes, Mouse, Human	100 µL
	07-521	Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys9)	WB, inhibition assay; Human	200 µL
	16-316	Anti-Phosphotyrosine, 4G10 Platinum, HRP	ELISA, WB; All	100 µL
	569372-100UGCN	PhosphoDetect Anti-Src (pTyr418) Mouse mAb (9A6)	ELISA, WB, ICC; Human, Rat, Mouse	100 µg
	ABN87	Anti-DSCR3 Antibody	IHC, WB; Human	100 µg
	MAB10220	CVB4, Ms x 356-1	IF, Human	100 µL
	MAB1952	Anti-Integrin α 3 Antibody	ICC, IHC; Human	100 µg
	MAB2095	Anti-Sialyl Lewis A Antibody, clone KM231	ELISA, IHC, RIA, WB; Bovine, Canine, Pig, Chicken, Human, Sheep, Rabbit	100 µL
	MAB304	Anti-Acetylcholinesterase Antibody, clone AE-2	IHC; Monkey, Fish, Rabbit	100 µg
	MAB343	Anti-APP Antibody, APP 643-695 CT fragment, clone 2.F2.19B4	IHC, WB; Rat, Human	100 µL
	MABE1801	Anti-LMO2 (Rhombotin-2) Antibody, clone 299B	ICC, IF, IHC, WB; Human	100 µL
	MABS519	Anti-P40 Antibody, clone 11F12.1	IHC, WB; Human	100 µg
	OP02-100UGCN	Anti-v-Fes Rat mAb (F-113)	IP, Neutralization; Mouse, Rat, Human	100 µg
	SAB4504571-100UG	Anti-phospho-ZAP-70 (pTyr493) antibody produced in rabbit	ELISA, IHC, WB; Mouse, Human, Rat	100 µg
	SAB5600047-50UG	Anti-BRAF (V600E) antibody, Rabbit monoclonal	ELISA, ICC, IHC; Human	50 µg
	ZRB04791-4X25UL	Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, clone MC315, ZooMAb Rabbit Monoclonal	ICC, IHC, WB, inhibition assay; Human, Mouse	4X25 µL
	ZRB06599-4X25UL	Anti-Acetyl Histone H3 (Lys9 and 14) Antibody, clone 5H20, ZooMAb Rabbit Monoclonal	ICC, IHC (p), WB, inhibition assay; Human	4X25 µL
	ZRB06711-4X25UL	Anti-FADD Antibody, clone 11N7, ZooMAb Rabbit Monoclonal	IHC (p), WB, gene knockdown; Human	4X25 µL
	ZRB07131-4X25UL	Anti-Sirt1 (Sir2) Antibody, clone 1G16, ZooMAb Rabbit Monoclonal	ICC, IHC, WB; Mouse	4X25 µL
	ZRB071401-4X25UL	Anti-GLUT-1 Antibody, CT, clone 16D21, ZooMAb Rabbit Monoclonal	ICC, IF, IHC, WB; Human, Mouse	4X25 µL
	ZRB09432-4X25UL	Anti-phospho-IRS1 (Tyr612) Antibody, clone 1N14, ZooMAb Rabbit Monoclonal	IHC, WB, inhibition assay; Mouse, Human	4X25 µL
	ZRB1107-4X25UL	Anti-Recoverin, clone 1J23, ZooMAb Rabbit Monoclonal	ICC, IF, IHC (p), WB; Human	4X25 µL
	ZRB1151-4X25UL	Anti-APP, clone 5D16, ZooMAb Rabbit Monoclonal	ICC, IHC (p), WB; Mouse, Human, Rat	4X25 µL
	ZRB5535-4X25UL	Anti-SOX-9 Antibody, clone 2B10, ZooMAb Rabbit Monoclonal	ICC, IHC, WB; Mouse, Human	4X25 µL
	ZRB69-4X25UL	Anti-Nestin Antibody, clone 8B8, ZooMAb Rabbit Monoclonal	ICC, IHC, WB; Human	4X25 µL

Horse來
Paper



騰達行
UNIMED

沿著虛線剪下，變身萬用小卡

卡片背面可書寫，記事留言好方便


攏馬

OK

騰達行
UNIMED



ZetaView® Evolution Your EV Solution



全新空間掃描技術
Concentration Scanning Technology

最先進的奈米粒子追蹤分析儀（NTA）

細胞外囊泡分析偵測必備

粒徑、濃度、膜電位、螢光與共定位等分析一機搞定！

快速偵測

自動對焦

介面友善

螢光偵測
(F-NTA)

共定位
螢光分析
(C-NTA)

