

有些難題，需要一個答案。有些時候，只需要點亮一盞燈。

LIGHT UP

點亮科學人明燈

今天，你想點哪一盞？

單筆額滿 **6,666 元**
送 科學人明燈

#26Q4PR88003

限購買本目錄產品，以單筆訂單計
活動至 2026/12/31 止

每張訂單限贈 1 個，每單位 / 實驗室限贈 4 個
贈品共 4 款，雙面不同圖案 (3 款磁吸 + 1 款立式)
採隨機出貨，數量有限，送完為止



PCR 一次過

靈感燈
ON

腦袋醒了

充電燈
ON

第 N 次 Repeat

順利燈
ON

今天準時下班

工作燈
ON



騰達行

0800-211-819

有些時候，只需要點亮一盞燈

單筆額滿 **6,666** 送 科學人明燈 1 個



雙面圖案，隨機出貨

BD

免疫學研究 (Immunology)

抗體配對、訊號微弱？流式細胞儀神助攻，實驗不再走彎路

螢光抗體 P.03

明星商品 實驗不用等！在台現貨快速出貨專區 P.04



神經科學研究 (Neuroscience)

神經退化性疾病研究，提供標靶抗體到組織染色的完整方案

神經退化疾病關鍵 Biomarkers P.06

iReal Antibodies Panel Kits P.07

iReal-one Mouse/Rabbit IHC Staining Kit



分子生物學與基因體學 (Molecular Biology & Genomics)

年度熱銷 | 萃取、擴增至 NGS 的實驗首選試劑

樣品保存管：cell-free DNA BCT® P.08

RNA 萃取試劑：Direct-zol/Quick-RNA P.09

甲基化偵測：EZ DNA Methylation™ Kit

精選 PCR 試劑 + 經典反轉錄酶素 P.10

電泳膠體與緩衝液：SeaKem® LE Ararose 金標準 P.12

單細胞 / 極微量 RNA 定序：SMART-Seq® technology P.13

Cloning 神器：In-Fusion® P.20



細胞培養 (Cell Culture)

提供細胞房必備培養、保存解決方案

基礎培養：細胞、培養液、血清、細胞外基質 P.14

細胞保存 / 解凍：Cellbanker / LabServ P.18

細胞生長因子與添加物：LIF、ECGS P.19



客製化合成服務 (Customized & Synthesis Services)

各式合成服務與一站式解決方案，加速您的研究

客製化基因合成 P.21

多肽合成與修飾 P.22

小核酸藥物合成服務 P.23

同場加映 高效轉染試劑 P.15

MERCK

蛋白質與生物化學分析 (Protein & Chemical Analysis)

蛋白質電泳與常用化學分離純化介質

蛋白質電泳：mPAGE 系統及相關配件 P.24

同場加映 TLC Silica gel 60 F254 薄層層析矽膠板



實驗室通用耗材、清潔與過濾 (Lab Consumables & Hygiene)

實驗室常備消耗品與環境清潔品

針頭式過濾器：Millex 針頭式過濾器 P.26

微生物培養：LB Broth (大腸桿菌培養基)

實驗室清潔與消毒：LabCare 除菌、Extran 清洗劑

各式實驗室常用基礎耗材滿額活動



2026
年末聯合促銷

耗材 12 品牌
滿額贈
多項好禮

P.27



免費貼圖

3 步驟領取 OK

科學 Crown 和夥伴的日常

大貼圖 (8張1組)



我要領貼圖

BD

您的 Panel 卡關中？

高參數 Flow 的挑戰，不只是 Marker 而是 Fluorochrome

BD Horizon™ Real Dyes

- 新增 Marker，不必重新設計整體 Panel
- 更明亮，解析度更高
- 降低 Spillover，降低配色限制
- 更多 Fluorochrome 可安心搭配
- 更快完成 Panel Optimization
- 適用 Conventional 與 Spectral Flow Cytometry




更多資訊

Flow 螢光抗體 第 2 件 **5** 折



Better Resolution

提升弱訊號與相近細胞族群辨識能力，分析結果更清晰



Less Spillover

降低光譜重疊與跨雷射干擾，讓每個螢光訊號更純淨



Robust intracellular performance

適用於細胞內染色流程，維持穩定且一致的螢光表現



Easier Panel Design

相容各種常見的固定液和打洞試劑

RealRed™



RealViolet™



RealYellow™



RealBlue™



打造更靈活的 Panel，獲得更清晰、更可靠的分析結果
為高參數 Flow Cytometry 提供更多可能

BD 明星商品

現貨在台 快速到貨

P.04-05

跨頁表格產品 6 折

偵測細胞凋亡 / 細胞增生

貨號	品名	實驗應用說明
556547	Annexin V FITC Apop Dtec Kit I 100 Tests	偵測細胞凋亡 - 早期細胞膜 PS 外翻
559763	Annexin V PE Apop Dtec Kit 100 Tests	
551302	MitoScreen JC-1 Kit 100 Tests	偵測細胞凋亡 - 粒線體膜電位改變
559619	BrdU FITC Flow Kit 50 Tests	BrdU 代替 thymidine，合成 DNA 來做偵測細胞增生

偵測細胞週期 / cell viability

貨號	品名	實驗應用說明
550825	PI/RNase Staining Buffer	偵測細胞週期
559925	7-AAD Staining Solution 2mL	
556463	Propidium Iodide Staining Solution 2mL	偵測細胞死活，排除死細胞，獲得更準確 Flow data
565388	Fixable Viability Stain 780 200ug	

ELISA：偵測發炎 3 大指標 (細胞激素) 的表現量

貨號	品名	實驗應用說明
555212	Human TNF OptEIA ELISA Set	ELISA 實驗室最經典的細胞激素分析方法
555220	Human IL-6 OptEIA ELISA Set	
557953	Human IL-1 β OptEIA ELISA Set II	
555214	TMB Substrate OptEIA Reagent Set	

WB 抗體 ~ 明星商品推薦 ~

貨號	相對應抗原	Clone	樣本物種	可應用實驗	包裝	抗體分類	相關研究領域
556415	PMS2	A16-4	Hu	Western blot	0.1 mg	DNA repair	Cancer research
610958	HIF-1 α	54/HIF-1 α	Hu	Western blot	50 μ g	Transcription factor	Hypoxia, Cancer research
612110	BAF47	25/BAF47	Ms	Western blot	50 μ g	Tumor Suppressor	Cancer research
610181	E-Cadherin	36/E-Cadherin	Hu	Western blot	50 μ g	Cell Adhesion	Cancer research
610154	β -Catenin	14/Beta-Catenin	Hu	Western blot	150 μ g		Cancer research
610920	N-Cadherin	32/N-Cadherin	Hu	Western blot	50 μ g		Cardiovascular, cancer research, stem cell
550274	CD31	MEC 13.3	Ms	Flow cytometry, IHC(Fr)	1 mL		

流式細胞術實驗 周邊推薦

Workflow	目的	貨號	品名	用途說明
樣本準備	細胞 / 組織處理	561527	Accutase Cell Detachment Solution 100 mL	可取代 trypsin ，更適合用於 flow 分析或分選
	全血處理 / 裂解紅血球	555899	Lysing Buffer 10X Concentrate 100mL	紅血球裂解液
細胞特殊 / 培養處理	細胞刺激活化	550583	Leukocyte Activation Cocktail, with BD GolgiPlug™ (2x100uL)	PMA/Ionomycin + 蛋白質轉運抑制劑 (Brefeldin A)
		553057	Mouse CD3e NALE 145-2C11 0.5mg	T cell 刺激活化用抗體 (No azide/low endotoxin)
		553294	Mouse CD28 NALE 37.51 0.5mg	
		555329	Human CD3 NALE UCHT1 0.5mg	
		566685	Human CD3 NALE OKT3 1 mg	
		555725	Human CD28 NALE CD28.2 0.5mg	
細胞染色	Flow 實驗必需品 (cell suspension, washing)	554657	Stain Buffer BSA 500mL	Flow 常規染色用 buffer
		554656	Stain Buffer FBS 500mL	
		563503	BD FACS™ Pre-Sort Buffer, 250 tests	可維持單細胞懸浮，減少背景值和細胞結塊，適合用於流式分選或分析
		568264	Brilliant Stain Buffer Plus 100 tests	必買 同時染兩種 Brilliant 系列螢光，可減少螢光抗體非專一性結合
	Blocking	564219	Human Fc Block Pure Fc 1.3070 50ug	Fc receptor blocking 減少非專一性結合
		564220	Human Fc Block Pure Fc 1.3070 250ug	
		553141	Mouse CD16/CD32 Purified 2.4G2 0.1mg	
		553142	Mouse CD16/CD32 Purified 2.4G2 0.5mg	
		570003	MonoBlock™ Leukocyte Staining Buffer 100 test	減少非特異性背景染色 (Cyanine 類的螢光)，可和 Fc block 同時使用加強效果
	細胞固定打洞試劑 (細胞內染使用)	554655	Cytofix Fixation Buffer 100mL	固定液，也適用於 IF
		554714	Cytofix/Cytoperm Soln Kit 250 Tests	固定 + 洗滌的套組 或 + 蛋白質轉運抑制劑 (Monensin or Brefeldin A)
		554715	Cytofix/Cytoperm W/Golgi Stop Kit 250 Tests	
		555028	Cytofix/Cytoperm W/GolgiPlug™ Kit 250 Tests	
		558050	Phosflow Perm Buffer III 125mL	細胞打洞緩衝液 (強效型)
		562574	Transcription Factor Buffer Set 100Tests	適合用於同時分析表面抗原和轉錄因子
		563239	Transcription Factor Phospho Buffer Set 100Tests	適合用於同時分析表面抗原、轉錄因子和磷酸化蛋白
	螢光補償輕鬆做	552843	Mouse Ig Kappa Comp Bead Set 6.0mL	取代細胞做單色染色，陽性訊號讓螢光補償很輕鬆，減少細胞樣本的準備
		552844	Rat Ig Kappa Comp Bead Set	
		569991	BD SpectraComp Particles	

探索神經退化疾病的關鍵 Biomarkers

Aging & Neurodegenerative Disease

隨著 Aging 與 Neurodegenerative Disease 研究快速發展，Biomarkers 已成為解析疾病機轉、評估病程與新藥開發的重要工具。IBL 提供完整研究試劑與檢測方案，協助研究人員深入探索神經退化機制。



更多資訊

Featured Biomarkers

Amyloid β ($A\beta$)

阿茲海默症 (AD) 病理標誌

Tau Protein

評估病理變化

α -Klotho

老化與神經保護相關

APP

研究 Amyloid pathway 重要標靶

N-Titin

評估肌聯蛋白降解相關變化

Why Choose IBL?



專注 Aging 與 Neurodegenerative Research

提供多種疾病相關 Biomarkers



高品質 ELISA 與 Antibody

高靈敏度、高專一性



多元樣本應用

Serum、Plasma、CSF、Cell Culture Supernatant、Tissue



豐富文獻支持

多項 Aging 與 Neurodegenerative Disease 相關研究

IBL 提供完整且持續擴充的 Aging 與 Neurodegenerative Disease 研究產品線



ELISA 檢測



新藥開發



抗體產品



疾病機制研究



生物標誌物探索



貨號	品名
27713-96Well	Human Amyloid β (1-40) Assay Kit - IBL
27719-96Well	Human Amyloid β (1-42) (FL) Assay Kit - IBL
27721-96Well	Mouse/Rat Amyloid β (1-42) Assay Kit - IBL

貨號	品名
27732-96Well	Human sAPP β -w (highly sensitive) Assay Kit - IBL
27998-96Well	Human soluble α -Klotho Assay Kit
27904-96Well	Human Phospho Tau(217P) ELISA Kit - IBL

iReal Biotechnology 抗體之免疫抗原皆為小片段 peptide，
利用兔子為宿主所開發，具兔多株抗體高靈敏特性，及鼠單株抗體高特異性。

Antibodies Panel Kits

特價 \$ **8,900** 元 / 組

- Neuroscience 研究領域相關 marker 的抗體套組
- 套組包裝：5 管小包裝 (25 μ l) 抗體
- 可應用實驗：WB、IF、IHC
- 適用的物種：包括 Human、Mouse、Rat 等



貨號	抗體分類	內含抗體	樣本物種	Isotype	可應用實驗	包裝
IRAP5017	Neuroinflammation Antibody Panel	GFAP antibody	Hu、Ms、Rat	Rabbit IgG	WB, IF, IHC	25 μ l
		Iba1 antibody				25 μ l
		BDNF antibody				25 μ l
		ICAM-1 antibody				25 μ l
		TNF alpha antibody				25 μ l
IRAP5014	Mature Neuron Marker Antibody Panel	NeuN antibody	Hu、Ms、Rat	Rabbit IgG	WB, IF, IHC	25 μ l
		MAP2 antibody				25 μ l
		Tuj1 antibody				25 μ l
		NF-L antibody				25 μ l
		NF-H antibody				25 μ l
IRAP5015	Neural Progenitors Marker Antibody Panel	Nestin antibody	Hu、Ms、Rat	Rabbit IgG	WB, IF, IHC	25 μ l
		SOX2 antibody			WB, IF, IHC-Fr	25 μ l
		PAX6 antibody			WB, IF, IHC-Fr	25 μ l
		NOTCH1 antibody			WB, IF, IHC	25 μ l
		N-cadherin antibody			WB, IF, IHC, FC	25 μ l
IRAP5016	Neurodegeneration Antibody Panel	GFAP antibody	Hu、Ms、Rat	Rabbit IgG	WB, IF, IHC	25 μ l
		Tau antibody				25 μ l
		NF-L antibody				25 μ l
		α -synuclein antibody				25 μ l
		LRRK2 antibody				25 μ l
IRAP5013	Tau Alzheimer's disease Antibody Panel	Total-Tau antibody	Hu、Ms、Rat	Rabbit IgG	WB, IF, IHC	25 μ l
		Tau N-term antibody				25 μ l
		phospho-Tau181 antibody				25 μ l
		phospho-Tau217 antibody				25 μ l
		GAPDH antibody				25 μ l
IRAP5036	Traumatic Brain Injury (TBI) Biomarker	GFAP antibody	Hu、Ms、Rat	Rabbit IgG	WB, IF, IHC	25 μ l
		S100B antibody				25 μ l
		NF-L antibody				25 μ l
		NSE / Enolase-2 antibody				25 μ l
		Tau antibody				25 μ l

IHC 應用 神隊友

特價 \$ **15,000** 元 / 組

Real-one Mouse/Rabbit IHC Staining Kit # IRSK8003 / 規格 150 Tests

- IHC 應用必備，最佳配件包
- 實驗室只要自備 Mouse/Rabbit primary antibody
- DAB 呈色系統
- Kit 內附 Antigen retrieval buffer, Hydrogen peroxidase block, High effect immunoblock, Mouse/Rabbit probe HRP, DAB chromogen (20X DAB buffer), Counter strain Hematoxylin, Antibody dilution buffer





Cell-Free DNA BCT®

- 穩定保存 cell-free DNA、CTCs 和 cellular gDNA 的採血管
- 樣本常溫保存及運送
- cfDNA / gDNA 可在 6°C ~ 37°C 保存 14 天
- CTCs (Circulating tumor cells) 可在 15°C ~ 30°C 保存 7 天
- 玻璃採血管更能保持管腔真空性及低透水性



列於社團法人台灣醫事檢驗學會
《醫療機構的檢驗前作業指引》




相比市面上的塑膠採血管

Streck 玻璃採血管無論在效期內甚至過期後，皆維持著低透水性


K₂EDTA

需在採血單位先行處理樣品



Streck Cell-Free DNA BCT®

先採集樣品即可



貨號	品名	包裝
218961	Cell-Free DNA BCT® (RUO)	6 tubes pack
218962	Cell-Free DNA BCT® (RUO)	100 tubes box

RNA 萃取

Direct-zol/Quick-RNA Miniprep

- 操作簡單，10 分鐘內完成
- 可回收 ≥ 17 nt total RNA
- 產量高，偏差小，優於傳統法
- 適用於 RT-PCR, Next-Gen Sequencing 等



RNA extraction Selection guide

Acid-guanidium-phenol based reagents

例如：TRIzol®, TriPure, RNAzol, TRI Reagent

+

-

Direct-zol

Quick-RNA


貨號	品名	包裝	促銷
R1051	Quick-RNA™ MicroPrep Kit	200 Preps	買大送小 R1050
R1055	Quick-RNA™ MiniPrep Kit	200 Preps	買大送小 R1054
R1058	Quick-RNA™ MiniPrep Plus Kit	200 Preps	買大送小 R1057
R2052	Direct-zol™ RNA MiniPrep	200 Preps	買大送小 R2050
R2053	Direct-zol™ RNA MiniPrep 含 200 ml TRI reagent	200 Preps	買大送小 R2051
R2062	Direct-zol™ RNA MicroPrep	200 Preps	買大送小 R2060
R2063	Direct-zol™ RNA MicroPrep 含 200 ml TRI reagent	200 Preps	買大送小 R2061
R2072	Direct-zol™ RNA MiniPrep Plus	200 Preps	買大送小 R2070
R2073	Direct-zol™ RNA MiniPrep Plus 含 200 ml TRI reagent	200 Preps	買大送小 R2071

Bisulfite Conversion-The Gold Standard

EZ DNA Methylation™ Kit

- DNA Input : 100 pg - 2 µg (optimal input : 200 - 500 ng)
- 彈性選擇：可使用 Lightning 系統，大幅縮短操作時間
- 高產量的 bisulfite-converted DNA 適用 PCR、MSP、array、NGS 等

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Original DNA with methylated C^mpG ▶ G T T G C^mG C T C A C T G C C
DNA Sequencing after CT conversion ▶ G T T G C G T T T A T T G T T



利用 bisulfite conversion，將 non-methylated cytosine 轉換為 uracil；純化後的 DNA 經 PCR 放大並定序，uracil 會轉換為 thymine，因此，此反應又稱為 CT conversion。

貨號	品名	包裝	促銷
D5002	EZ DNA Methylation Kit	200 Preps	買大送小 D5001
D5006	EZ DNA Methylation-Gold Kit	200 Preps	買大送小 D5005
D5031	EZ DNA Methylation-Lightning Kit	200 Preps	買大送小 D5030
D5021	EZ DNA Methylation-Direct Kit	200 Preps	買大送小 D5020

省時省力 Dye-added PCR 鎖素



跑膠必備，全能型綠寶

EmeraldAmp® PCR Master Mix

3 種版本

- 應用：Genotyping、TA Cloning
- 內含 Loading dye，PCR 完直接跑膠
- 不用純化即可直接用於 TA Cloning 或處理限制酶

GT：一般款，常規 PCR 用

Max：具 Proofreading 功能 GC / AT rich

Max HS：具 Proofreading 功能 + Hot-start 版本



Fast PCR, Colony PCR 專屬藍寶

SapphireAmp® Fast PCR Master Mix

- 快速 PCR：2 kb 內只要 1 小時
- 內含 Loading dye，PCR 完直接跑膠
- 不用純化即可直接處理限制酶，減少產物耗損

高準確度 PCR 酵素

技術大革新

PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2

- 校正率最高 (~1 error/45,177 bp)
- 最快合成速度 (5 sec/kb)
- 2X Premix 型式



DNA input capacity

上限 200 ng 提升至 1,250 ng!

速度快
高校正

Super Speed
Highest Accuracy

PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase

- 最長可合成 30 kb 片段
- 適用 GC/AT rich 樣本
- 有多種版本可選擇：Premix (R051) / Loading dye (R052) / Fast (R053)



長片段
複雜樣本

GC-RICH templates
Excess template Long PCR product

貨號	品名	包裝
RR310A/B	EmeraldAmp® GT PCR Master Mix	160 Rxns/800 Rxns
RR320A/B	EmeraldAmp® MAX PCR Master Mix	160 Rxns/800 Rxns
RR330A/B	EmeraldAmp® MAX HS PCR Master Mix	160 Rxns/800 Rxns
RR350A/B	SapphireAmp® MAX HS PCR Master Mix	160 Rxns/800 Rxns
R047A/B	PrimeSTAR® Max DNA Polymerase Ver.2	100 Rxns/400 Rxns
R050A/B	PrimeSTAR® GXL DNA Polymerase	200 Rxns/800 Rxns


cDNA 合成 (Real Time PCR 專用)

PrimeScript™ RT Reagent / Master Mix

- 37°C 處理 15 分鐘，迅速合成 cDNA
- 達 pg 等級的靈敏度
- 適用樣品廣，細胞、病毒、組織都適用
- 後續相容各大廠牌的 qPCR Master Mix

貨號	品名	包裝
RR037A	PrimeScript™ RT Reagent Kit	200 Rxns
RR037B	(Perfect Real Time)	800 Rxns
RR036A	PrimeScript™ RT Master Mix	200 Rxns
RR036B	(Perfect Real Time)	800 Rxns

相較他牌，PrimeScript
更能輕鬆對付強二級結構的 RNA




miRNA 反轉錄

Mir-X™ miRNA First Strand Synthesis Kit

- 一個步驟、單管反應，即可反轉錄 miRNA
- 一次反應的 cDNA 可進行 50 次 SYBR qPCR
- 僅需自行準備一股 miRNA sense primer

3 個反應，1 個步驟 OK!

① Polyadenylation → ② Annealing → ③ Reverse transcriptase



貨號	品名	包裝
638313	Mir-X™ miRNA First Strand Synthesis Kit	20 Rxns
638315		60 Rxns



Lonza 電泳跑膠的最佳選擇

1 件 **8** 折 2 件 **7** 折

高純度

低背景

Agarose 明星產品

SeaKem® LE Agarose

實驗室「萬用之王」，一瓶就可應付 80% 日常實驗，主打高強度、低背景螢光的超高性價比

NuSieve™ 3:1 Agarose


小片段的最佳解析，專為 SSR、STR 鑑定或小片段 PCR 設計，解析度堪比聚丙烯酰胺凝膠 PAGE，並且更安全、更好製備

SeaPlaque™ Agarose

低熔點 ($\leq 65^{\circ}\text{C}$) 首選， $\leq 30^{\circ}\text{C}$ 的低凝固點可應用在 DNA 核酸回收，完好地回收膠內 DNA

SeaKem® Gold Agarose

巨型 DNA 的挑戰者，極低的電滲 (EEO) 能輕鬆面對基因組 DNA 和脈衝場電泳 PFGE



AccuGENE™ Buffer

為 DNA/RNA 量身訂做

專為 DNA 與 RNA 量身訂做，使用 18meg0hm 水調配而成，並利用 0.2 micron 過濾膜進行過濾，保證無菌，無 DNase 及 RNase 存在的疑慮。



貨號	品項	包裝
50070	SeaKem GTG AGAROSE	125g
50074	SeaKem GTG AGAROSE	500g
50080	NuSieve GTG AGAROSE	125g
50084	NuSieve GTG AGAROSE	500g
50090	NuSieve 3:1 AGAROSE	125g
50094	NuSieve 3:1 AGAROSE	500g
50100	SeaPlaque AGAROSE	125g
50104	SeaPlaque AGAROSE	500g
50110	SeaPlaque GTG AGAROSE	125g
50150	SeaKem GOLD AGAROSE	125g
50155	SeaKem GOLD AGAROSE	1kg

貨號	品項	包裝
50180	MetaPhor AGAROSE	125g
50184	MetaPhor AGAROSE	500g
50002	SeaKem LE AGAROSE	100g
50004	SeaKem LE AGAROSE	500g
50844	10X TAE BUFFER	1L
50841	10X TAE BUFFER	4L
50843	10X TBE BUFFER	1L
50840	10X TBE BUFFER	4L
51200	AccuGENE® Molecular Biology Water	1 L
51244	AccuGENE® Molecular Biology Water	4L

SMART-seq® 開展定序應用新視野




完整產品線

Single-cell & Ultra low-input RNA-seq

Full-length

Highest sensitivity

Uniform gene coverage




Immune Profiling (T-cell Receptor/B-cell Receptor)

New

SMART-Seq TCR kits


構建 TRA / TRB V-J pairs 圖譜



- 分析小鼠、人類、甚至恆河猴 (*rhesus macaque*) 的 TCR 資訊 (TCR α / TCR β)
- 直接放入細胞樣本或 Total RNA

SMART-Seq BCR kits

檢測來自不同受試者的 B cell clonotype 數量




- 分析小鼠、人類的 BCR 資訊，包含 Heavy chain (IgG, IgM, IgA, IgD, IgE) 和 Light Chain (IgK, IgL)
- 放入 10 ng-1 μ g 源自全血、PBMC 或骨髓等 RNA

MaxiSeq Human FFPE

TCR+BCR

從降解的 RNA 檢測 TCR Clontypes




- 同組試劑、同個樣本、同步偵測所有的人類 TCR/BCR (TRA, TRB, TRG, TRD, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, IgK, & IgL)

AC16 Human Cardiomyocyte Cell Line 人類心肌細胞株 # SCC109

可增殖人類心室心肌細胞株，由成人心室原代細胞與 SV40 轉化、缺乏粒線體 DNA 的人類心室心肌細胞

可連續繼代，並能透過培養條件控制分化

應用：適合心臟基因表現、功能、疾病機制與心臟毒性研究




發表年份	細胞在文獻中的應用
2026	以 AC16 作為人類心肌細胞模型，比較 mRNA 疫苗所編碼 spike 蛋白的轉譯、furin 切割、S1/S2 次單元形成與高分子聚集，並評估 IL-6、氧化壓力及潛在心臟細胞壓力
2026	以 AC16 暴露於 Aβ40 寡聚體，用於解析阿茲海默症類澱粉蛋白造成心肌神經訊號失調的機制
2026	以 AC16 驗證 triclosan 暴露後 Nur77 泛素化及 NTRK2 / PGC-1α 軸變化，觀察粒線體功能障礙、細胞衰老與 ferroptosis，作為心肌梗塞後環境暴露傷害的體外模型

C28/I2 Human Chondrocyte Cell Line 人類軟骨細胞株 # SCC043

SV40 large T antigen 永生化的人類軟骨細胞株，具增殖性且可穩定培養至少 10 個 passages；可降低原代細胞供體差異與取得量限制

應用：適合正常與病理性軟骨修復、骨關節炎、發炎及氧化壓力機制研究




發表年份	細胞在文獻中的應用
2026	以 C28/I2 作為人類骨關節炎軟骨細胞模型，評估 FGF9 對 NRF2/GPX3 抗氧化軸、ROS、軟骨基質與退化指標的調控，並連結至骨關節炎軟骨保護作用
2026	以 H ₂ O ₂ 誘發 C28/I2 氧化壓力，測試艾草處理之 Wharton's jelly MSC 外泌體，評估抗發炎與軟骨保護效果
2025	在 C28/I2 進行 DPP4 過度表現 / 抑制與多體學分析，粒線體過度分裂、氧化壓力與細胞衰老的非酵素機制，並評估 OA 治療標的

HL-1 Cardiac Muscle Cell Line 小鼠心肌細胞株 # SCC065

永生化小鼠心房心肌細胞株，可持續分裂並保有自發收縮及分化心肌表型

連續繼代後仍維持形態、生化與電生理特徵

應用：適合心臟訊號傳遞、電生理、代謝、缺氧、凋亡及缺血再灌流研究




發表年份	細胞在文獻中的應用
2026	以 HL-1 建立 X 光照射的心肌細胞模型，評估肥厚型心肌病放射治療的機制
2026	以 HL-1 追蹤 PER2::luc 晝夜節律振盪，用於心臟老化與代謝時鐘研究
2026	以 HL-1 作為正常心肌細胞模型，評估細胞質鋅過量對心臟相關基因轉錄及自噬的影響，解析鋅恆定失衡的細胞毒性

DC2.4 Mouse Dendritic Cell Line 小鼠樹突細胞株 # SCC142

由 C57BL/6 小鼠骨髓細胞以表現 murine GM-CSF、Myc (c-Myc) 與 Raf 的反轉錄病毒載體建立之永生樹突細胞株

保有樹突細胞形態、標誌、吞噬能力，經 MHC class I 與 II 呈現外源抗原

應用：適合抗原呈現、先天／適應性免疫及免疫治療研究




發表年份	細胞在文獻中的應用
2026	以 DC2.4 作為小鼠樹突細胞模型，研究治療性 poxvirus/MVA 感染後細胞外囊泡所攜帶的免疫活化訊號與抗原呈現功能，包括 SIINFEKL-MHC I、IL-12、CD40L 及抗腫瘤 T 細胞反應
2026	以 DC2.4 篩選 78 種 CORE mRNA-LNP 配方，建立偏向脾臟免疫細胞的 mRNA 遞送平台
2026	以 DC2.4 驗證 pentose phosphate pathway 對 cGAS-STING、PD-L1、樹突細胞成熟、抗原呈現及 OT-I/OT-II T 細胞活化的影響，用於腫瘤免疫代謝與免疫檢查點治療研究

Non-Viral in-vitro Transfection

jetMESSENGER

mRNA 轉染專用


- 超越 DNA 轉染效率
- 適用各種細胞 (Neurons, Stem cells, Immune cells)
- 延伸多種應用，如 CRISPR/Cas9、誘導 iPSC



INTERFERin

siRNA、miRNA and other oligonucleotides 轉染

- 卓越沉默效率
- 僅需 1 nM siRNA
- 絕佳的細胞存活率



PULSin

Protein、Antibody and Peptide 轉染

獨特性




一種試劑即可將蛋白質、抗體和多肽遞送到哺乳動物細胞

優化性

高效遞送至活體原代細胞及難以轉染的細胞

創新性

易於使用，是化學偶聯和病毒轉導的替代方案



PULSin® 能夠將大分子的 R-phycoerythrin (240kD) 遞送至高達 98% NIH-3T3 Cells 的細胞質中

PULSin® 可高效地將抗體遞送至 HeLa Cells 中，並辨識細胞質內的標靶蛋白

貨號	品名	主要傳遞分子	推薦應用	適用細胞類型
101000015	jetPRIME®	DNA / siRNA (共轉染)	多功能研究	一般通用型
101000025	jetOPTIMUS®	Plasmid DNA	基因表達、基因編輯、病毒研發	難轉染的貼附型細胞
101000028	INTERFERin®	siRNA / miRNA	基因沉默、多功能研究	所有細胞
101000010	PULSin®	Protein / antibody / peptide	研究蛋白質功能、藥物發現	所有細胞

小包裝買 **1** 送 **1** 送完為止

貨號	品名	主要傳遞分子	推薦應用	適用細胞類型
101000027	jetPRIME®	DNA / siRNA (共轉染)	多功能研究	一般通用型
101000051	jetOPTIMUS®	Plasmid DNA	基因表達、基因編輯、病毒研發	難轉染的貼附型細胞

德國頂尖生物科技品牌，專為生命科學設計的高品質細胞培養產品！
通過 **EDQM**、**ISO 9001** 和 **ISO 13485** 認證，品質有保證

值得信賴的高品質



細胞培養試劑全系列

買 **3** 瓶 送 **1** 瓶

(可混搭，送價低者)

滿額再送



滿 \$ 3,000 元送	貨號	品名
	RTL-003-100ML	Trypsin-EDTA (0.05%) in DPBS (1X)
	BDL-001-500ML	DPBS, [-] Ca^{2+} , Mg^{2+}
	D5030-1L MERCK	DMEM powder, [-] glucose, L-glutamine, phenol red, sodium pyruvate and sodium bicarbonate
	R1383-1L MERCK	RPMI-1640 powder, [+] L-glutamine, [-] glucose and sodium bicarbonate

滿 \$ 6,000 元送	RAL-002-100ML	PS 二合一-抗生素 100X
	RTL-006-100ML	Trypsin-EDTA (0.05 %) in HBSS (1x), with phenol red
	PBS-001-500ML	PBS, [-] Ca^{2+} , Mg^{2+} , Phenol Red
	Serana 基礎培養液一瓶 (任選)	
	品項請見下方表格	

滿 \$ 10,000 元送	MM SCR005 MERCK	ACCUTASE
	DMS-001-100ML	DMSO
	T8154-100ML MERCK	Trypan Blue solution
	BWL-002-500ML	Water for Molecular Biology
	PBS-001-1L	PBS, [-] Ca^{2+} , Mg^{2+} , Phenol Red
	BSL-001-100ML	HEPES Solution (1M)
	BHL-005-500ML	HBSS (10X), [-] Ca^{2+} , Mg^{2+} , Phenol Red
	RGL-002-100ML	Stabilized L-Glutamine Solution (100X)

Serana 基礎培養液

	種類	貨號	品名
	DMEM	MCL-002-500ML	DMEM, [+] High Glucose, L-Glutamine, Sodium Pyruvate
		MCL-003-500ML	DMEM, [-] Glucose, L-Glutamine, Sodium Pyruvate
		MCL-004-500ML	DMEM, [+] High Glucose, L-Glutamine, [-] Sodium Pyruvate
		MCL-005-500ML	DMEM, [+] High Glucose [-] L-Glutamine, Sodium Pyruvate
		MCL-015-500ML	DMEM, [+] Low Glucose, L-Glutamine, Sodium Pyruvate.
		MCL-019-500ML	DMEM, [+] Low Glucose, Sodium Pyruvate, [-] L-Glutamine.
		MCL-023-500ML	DMEM / Ham's F-12, [+] L-Glutamine, 15 mM HEPES.
		MCL-047-500ML	DMEM / Ham's F-12, [+] L-Glutamine.
	RPMI 1640	MCL-037-500ML	RPMI 1640, [+] L-Glutamine.
		MCL-038-500ML	RPMI 1640, [+] L-Glutamine, 25 mM HEPES.
		MCL-039-500ML	RPMI 1640, [-] L-Glutamine
		MCL-042-500ML	RPMI 1640, [-] L-Glutamine, Phenol Red.
	MEM / α MEM	MCL-052-500ML	MEM, [+] Earle's Salts, L-Glutamine.
		MCL-053-500ML	MEM Alpha Modification, [-] L-Glutamine. [+] Nucleosides.
		MCL-054-500ML	MEM Alpha Modification, [-] L-Glutamine. [-] Nucleosides.
	DMEM/F12	MCL-021-500ML	DMEM / Ham's F-12, [+] Stable Glutamine.
	IMDM	MCL-049-500ML	IMDM, [+] L-Glutamine [-] Supplements.
	M199	MCL-032-500ML	Medium 199, [+] Earle's Salts, L-Glutamine. [-] Phenol Red.
		MCL-033-500ML	Medium 199, [+] Earle's Salts, L-Glutamine.
	Leibovitz's L-15	MCL-050-500ML	Leibovitz's L-15 Medium, [-] L-Glutamine.
	McCoy's 5A	MCL-051-500ML	McCoy's 5A Medium, [+] L-Glutamine.

哥斯大黎加
來源
狂牛病低風險國

高技術倫理
高採集標準

眾多藥廠
指定使用

可追溯機制
安全放心

具備卓越
批次一次性

管理完善
限量生產



EDQM ISO 9001 認證



EDQM ISO 13485 認證



IQNet 管理系統認證



Member of ESPA



ecovadis 黃金認證

FBS 胎牛血清

買 **9** 瓶 送 **1** 瓶

買 **20** 瓶 送 LabPRO 八爪 Pippet 一支

買 **30** 瓶 送 CryoHandy 攜帶型液態氮樣品運輸罐 1 組

以上優惠方案擇一使用，贈品限量 / 送完為止



Accutase / Trypan Blue DMSO / HEPES / Gentamicin

MERCK #SCR005 / #T8154-100ML

SERANA #DMS-001-100ML / #BSL-001-100ML / #RAL-003-100ML

任選 2 瓶 **2,800** 元



Human AB serum

#S-HUB-US-011

2 瓶 **19,000** 元



Bovine Serum Albumin (BSA)

#RBP-018-100G

買就送 2 mL MERCK 原廠正貨二抗一支

Anti-mouse IgG #AP124P 或

Anti-rabbit IgG #AP132P



Purity > 99%
Molecular Biology Grade
IgG-Free
Protease-free
低內毒素

RUO Grade 廣用型 - 適用多款細胞以及原代細胞凍存

- 日本市佔第一
- 細胞功能維持完整
- 可直接儲存在 -80°C
- 文獻引用多

含 $\leq 80\%$ Bovine serum
廣泛使用在多種細胞凍存

不含血清，適用無血清培養環境
無動物來源成份
降低後續蛋白純化難度



Cellbanker® 1
20 mL / 100 mL



Cellbanker® 2
100 mL

GMP Grade 幹細胞 & 免疫細胞專用 (可用於細胞治療相關研究)

- Xeno-free
- Serum-free
- Chemically defined

凍存 iPSC、MSC、ES、PBMC、
Organoid、tissue 效果好

不含 DMSO
對細胞傷害降到最低

HSC、ADSC 凍存效果好
所有成分已獲准用於靜脈注射



STEM-CELLBANKER®
20 mL / 100 mL



STEM-CELLBANKER® DMSO Free
20 mL / 100 mL



STEM-CELLBANKER® EX
100 mL



CryoLift one 智能型細胞解凍儀

85 折

- 乾式循環氣流系統，使凍存管均勻受熱
- 嵌入式解凍環境：均勻受熱，避免凍管破裂
- 符合 21 CFR Part 11 電子紀錄
- 具有分級權限管理系統
- 提供多種解凍模式，可自己設定解凍參數
- 可生成 PDF 檔報告，支援紀錄和溫度曲線圖顯示

全自動標準化
解凍流程

乾式循環
氣流系統

支援 PDF
紀錄檔案

嵌入式
解凍模式

適用凍管
1.5~2 mL



高解析度 5MP 鏡頭
即時監控解凍過程



STEM CELL 雙重優惠


最多文獻引用

ESGRO® Recombinant

Mouse LIF Protein # ESG1107

8折 再送細胞培養豪華組合包 價值 \$ 9,300 元

貨號	品名
SCR005	Accutase
ES-006-B	0.1% Gelatin in Sterile Water, 500ml
ES-007-E	EmbryoMax® 2-Mercaptoethanol (100X)
ES-008-D	100X Nucleosides, 50ml
TMS-012-A	Endotoxin-Free Dulbecco's PBS (1X) (w/o Ca ²⁺ & Mg ²⁺)



Endothelial Cell Growth (ECGS)



Supplement, 150mg # 02-102

8折 再送細胞培養精選組合包 價值 \$ 4,500 元

貨號	品名
SCR005	Accutase
ES-006-B	0.1% Gelatin in Sterile Water, 500ml



細胞外基質 (ECM) 組合優惠

55折起入門包 \$ **12,900** 元 價值 \$ 23,000 元進階包 \$ **39,000** 元 價值 71,000 元

In-Fusion® Snap Assembly

- 任意載體，任意位點，插入任意片段
- Cloning 成功率超過 95%
- 不附加多餘序列，實現無縫選殖 (seamless cloning)
- 只需一次反應即可同時插入單一或多個 DNA 片段

Cloning
達人必備

輕鬆 **3** 步驟

1 Amplify



Each fragment as a PCR product with 15-0p extensions complementary to the vector ends.

2 Combine

The In-Fusion enzyme mix, linearized vector, and PCR product in a single-tube cloning reaction (15 min for liquid enzyme, 30 min for EcoDry enzyme).

3 Transform

Competent cells with the cloning reaction. Plate on selective media.




花時間 **Digest insert**，不如留時間 **Digest** 您的天馬行空

In-Fusion Cloning



Traditional cloning



貨號	品名	包裝
638947	In-Fusion® Snap Assembly Master Mix	10 Rxns
638948		50 Rxns
638949		250 Rxns

FLASH Gene Pop-up!**快速****準確****價格透明**

最長可合成序列

3K

合成序列正確

100%

免費密碼子優化物種

50+

表現載體

150+基因合成服務 **FLASH** 優惠型方案

合成序列長度	價格	合成序列長度	價格
1 - 800 bp	\$ 3,680	1,501-2,300bp	\$ 8,000
801 - 1,500 bp	\$ 6,200	2,301-3,000bp	\$ 13,500

* 困難序列或特殊序列不適用此服務

基因合成服務

**Basic Gene Synthesis****20 年基因合成經驗**

困難序列合成的專家

**密碼子優化庫**

全面更新

**最快 9 天出貨**經濟型基因合成
使用原廠預設或免費載體

最長可合成序列

200K bp

合成序列正確

100%

免費密碼子優化物種

50+

表現載體

150+基因合成服務 **Basic** 經濟型方案

合成序列長度	價格
701-3000 bp	\$ 6 / bp
3001-5000 bp	\$ 7 / bp
5001-8000 bp	\$ 9 / bp

更多客製化服務優惠，請洽當區業務。

* 若經原廠評估屬困難序列或帶病原體的序列，則不適用上述經濟型方案。

* 提供 6 種預設載體免費進行選殖：pUC57、pUC57-Kan、pUC57-Simple、pUC57-mini、pUC18、pUC19。

* 合成天數自訂單確認完成至生產完成計算，不包含運送時間。

GS 會員熱烈招募中！**GS 會員 | 滿 \$ 10,000 回饋 \$ 1,200****非會員 | 滿 \$ 10,000 回饋 \$ 1,000**

回饋金額可累進 (滿 2 萬回饋 2 千，以此類推)

限單筆訂單使用完畢

會員享專屬優惠，下訂時請提供會員 email 信箱

從研究探索到臨床開發

快速交付 × 高品質 × 彈性規模
多肽服務全方位解決方案



更多目錄產品



多肽合成

快速、高品質

- 支援 <200 aa 長度多肽
- 超過 300 種修飾服務，包含環肽、螢光標記、非天然胺基酸等
- Crude 至 98% 純度

多肽目錄產品

200+ 任選

- 涵蓋糖尿病研究、神經科學、化妝品等領域
- HPLC 純化
- 毫克至公斤級



大規模多肽合成

從毫克級研究到公斤級生產

- 月產能最高達 8 kg
- Crude 至 98% 純度
- 支援藥物開發與商業化需求

工業級多肽

從 **Preclinical** 到 **cGMP**

- 臨床前多肽開發
- cGMP 多肽生產
- 法規文件支持
- 新抗原與 API 開發服務



產品規格

服務項目	Standard Peptide 標準多肽合成	Standard Peptide Library 標準多肽建庫	Micro-scale Peptide Library 微量多肽建庫
合成天數	約 10 工作天	約 3-4 週 最小訂購量：24 條	約 3-4 週 最小訂購量：12 條
多肽長度	<200 aa		5-25 aa
純度	Crude 至 ≥98%	Crude 至 ≥98%	Crude 至 ≥95%
產量	mg 至 kg 級	1-9 mg	0.2-0.5 mg

* 預設 QC 項目：HPLC 和 MASS。合成天數自訂單確認完成至生產完成計算，不包含運送時間。保證產量適用於訂購量 <20 mg 之多肽合成服務。

AccuPep QC 檢測項目 (Optional)

高品質多肽製備，搭配 MS、HPLC 全面品管，滿足多元研究需求



- 溶解度測試 (定性 / 定量)
- 胺基酸分析
- 水分含量分析
- 特定旋光度



- TFA 置換 (<1% or 10%)
- 多肽含量分析 / 氮含量分析
- 穩定性測試
- 多肽定序



- 內毒素控制與分析
- pH 值測量
- Counter Ion 定量分析
- HPLC-UV 螢光檢測

從 AI 設計到藥物開發，一站式客製化合成服務

小核酸藥物合成服務

siRNA / ASO Solutions



AI 精準設計

AI-driven 序列設計
降低篩選成本，縮短開發時程



極速交付

siRNA 保證方案最快 4 天
Drug Discovery 最快 6 週



彈性生產

支援 nmol 至 kg 規模
從 RUO 到 cGMP

siRNA 保證方案 (Guarantee Package)

保證 knockdown efficiency **≥80%!!**

適用

- ✓ Gene Knockdown
- ✓ Target Validation
- ✓ Functional Screening

- AI 設計 3 組 siRNA，每組 5 nmol
- 免費提供 RNase-free Water
- RNase-free HPLC 純化 (≥90%)
- 最快 4 個生產工作天 (不包含運送天數)

最快
4天 ok

客製化 siRNA/ASO 合成服務

適用

- ✓ 特殊修飾
- ✓ 彈性規格產量
- ✓ 高度客製化

siRNA

- 長度：20–30 nt
- 產量：2 nmol–kg
- RNase-free HPLC
- 200+ 化學修飾
- 支援抗體、多肽、脂質等 Conjugation

ASO

- 長度：15–30 nt
- 產量：5 nmol–kg
- RNase-free HPLC
- 多種 Backbone 修飾
- 客製化偶聯服務

siRNA/ASO 藥物開發服務 (Drug Discovery)

特殊加購項目：專利檢索服務

Basic 基本型方案

序列設計 → 合成 →
Knockdown 效率篩選

一次到站

最快
6週 ok

適用：Naked siRNA / 簡易修飾 ASO

Economy 經濟型方案

序列設計 → 合成 →
Knockdown 篩選 →
IC50 分析

最快
8週 ok

適用：Naked siRNA / 簡易修飾 ASO

Premium 尊榮型方案

序列設計 → 合成 →
Knockdown 篩選 → IC50
→ 進階候選分子分析

最快
12週 ok

適用：Modified siRNA / 複雜修飾 ASO

可搭配：Stability / Off-target /
Cytotoxicity / Immunogenicity

* 合成天數自訂單確認完成至生產完成計算，不包含運送時間。



mPAGE® Lux Casting System 快速光聚合凝膠系統

90 秒
OK!

專為高效實驗室打造的革命性製膠系統！利用先進 UV LED 光固化技術，將傳統 1 小時的製膠時間縮短至 3 分鐘，搭配專利遮罩，保證每次都有完美 Sample well，讓您從此告別漫長等待與製膠失敗！

- 快速：採用光聚合蛋白質凝膠技術，3 分鐘內完成製膠
- 不須額外添加 APS、TEMED
- 高解析度：使用 Bis-Tris 系統，中性環境，提高跑膠中蛋白質穩定性

好康加碼 ▶▶
加購價優惠



mPAGE® Mini Gel Tank
電泳系統 #MGT-4

單買 **75** 折

加購價 **20,000**

購買 mPAGE® Lux Casting System 再享
mPAGE system 電泳產品加購價優惠



mPAGE® Mini Wet Transfer System
轉漬槽 #MWTS

單買 **75** 折

加購價 **17,000**



mA700 Essential Power Supply
電源供應器 #MA700-US

單買 **75** 折

加購價 **25,000**



同場加映

TLC Silica gel 60 F254 薄層層析片

- 矽膠以及聚合物黏結劑塗層均勻，不易龜裂
- 為玻璃基板，耐高溫，不易彎曲
- Silica gel 60 為極性吸附劑，適合分離大多數極性或中等極性化合物
- 含 254 nm UV 螢光指示劑，遮蔽能吸收 254 nm UV 化合物的螢光，故呈現黑色或深色斑點。易於觀察快速分離、鑑定及監控化合物
- 廣泛應用於有機化學、製藥、食品、天然物及環境分析

貨號	品名	包裝
1.05715.0001	TLC plates, Silica gel 60 F ₂₅₄ ; W 20 cm × 20 cm	25 plates

優惠價 **2,900**



MERCK

電泳配件 買 **2** 送 **1** (可任搭，送價低者)

讓你的 Western 設備煥然一新吧 ~

	貨號	品名	包裝
齒梳 	C1M10W	1.0 mm/ 10 Wells	5
	C1M15W	1.0 mm/ 15 Wells	
	C75M10W	0.75 mm/ 10 Wells	
	C75M15W	0.75 mm/ 15 Wells	
	C15M10W	1.5 mm/ 10 Wells	
	C15M15W	1.5 mm/ 15 Wells	
鑄膠台 	GCBASE	Gel Caster Base	1
鑄膠夾 	GCFRM	Gel Caster Frame	1
防漏墊片 	GCSEAL	Gel Caster Sealing Gaskets	5
電擊上蓋 (電泳 / 轉漬) 	MLID1	Tank Lid with Electrode Cables	1
透明外殼 (電泳 / 轉漬) 	TNK1	Replacement Tank	1
轉漬電極芯 	MWTM	Mini Wet Transfer Module	1
轉漬卡匣 	MWTC	Mini Wet Transfer Cassette	1
海綿 	BLSP5	Macroporous Sponge	5

	貨號	品名	包裝
鑄膠長玻璃 	MSPA75	Mini Spacer Plates 0.75 mm	5
	MSPA10	Mini Spacer Plates 1.0 mm	
	MSPA15	Mini Spacer Plates 1.5 mm	
鑄膠短玻璃 	MSHRT	Mini Short Plates	10
脫膠鏟 	GREL5	Gel Releasers	5
玻璃架 	CPS1	Casting Plate Rack	1
初級電極芯 	ECPRIME	Primary Electrode Core	1
次級電極芯 	ECSEC	Secondary Electrode Core	1
擋板 	BDAM1	Buffer Dam	1
冰寶 	FP2	Freezer Pack	1
 Replacement Tank 透明外殼 (電泳 / 轉漬) 優惠價 2,500 #TNK1			

Millex™ 針頭過濾器



MCE

經濟實惠，
適用一般水溶液過濾



PES

流速快，蛋白殘留量低，
可用於細胞培養液等溶液的過濾



PVDF

蛋白質殘留量最低，
適用過濾珍貴蛋白質樣品

貨號	品名	包裝
SLGSR33SS/ SLGSR33SB	Millex 33 mm MCE 0.22 µm, Sterile	50、250 pk
SLHAR33SS/ SLHAR33SB	Millex 33 mm MCE 0.45 µm, Sterile	50、250 pk
SLGVR33RS/ SLGVR33RB	Millex 33 mm Durapore PVDF 0.22 µm, Sterile	50、250 pk
SLHVR33RS/ SLHVR33RB	Millex 33 mm Durapore PVDF 0.45 µm, Sterile	50、250 pk
SLGVR13SL	Millex 13 mm Durapore PVDF 0.22 µm, Sterile	100 pk
SLHVR13SL	Millex 13 mm Durapore PVDF 0.45 µm, Sterile	100 pk
SLGPR33RS/ SLGPR33RB	Millex 33 mm PES 0.22 µm, Sterile	50、250 pk
SLHPR33RS/ SLHPR33RB	Millex 33 mm PES 0.45 µm, Sterile	50、250 pk

LB Broth

易溶解

方便安全

配方均勻

\$ **2,900**

- 安全性高：採顆粒化設計，配置時大幅減少粉塵生成，操作更乾淨、更安全
- 易溶解：加水後顆粒容易沉入水中並快速溶解，不易形成難以攪散的結塊
- 配方成分均勻：每一顆粒都保有相近的配方比例，長時間保存也不易發
生成分分離，提升配製的一致性
- 保存期限長：對濕氣較不敏感，保存期限長
- 使用方便：取 25 g LB-Broth 溶於 1L 的水中



貨號	品名	包裝
1.10285.0500	LB Broth	500 g

生物可分解

不含氯、香料、色素

高親水性

低殘留


中性清潔劑 Extran MA 02 neutral

#1.07553.3000.1566 / 3L

2 瓶 \$ **5,000**

適用於清洗鹼敏感材質以及精密實驗器材。

可去除一般實驗室汙染物，如油脂、蛋白質殘留及一般有機污染。



LabCare 實驗室除菌系列

降低微生物污染風險，維持穩定的實驗環境

85 折

貨號	品名	包裝	適用區域	除菌目標
93051349	LabCare Water Bath	100 mL	水浴槽	Mycoplasma, bacteria, fungi, algae
93051354	Disinfectant Solution	500 mL		
93051249	LabCare Incubator	100 mL	細胞培養箱內水盤	
93051254	Water Disinfectant Solution	500 mL		
93051149	LabCare Incubator Antimicrobial Spray	100 mL	細胞培養箱內表面	Mycoplasma, viruses, bacteria, fungi, and molds
93051153		450 mL		
093051153X4		4 x 450 mL (refill)		
93051049	LabCare Cell Culture Room Antimicrobial Spray	100 mL	細胞培養室內工作檯面、無菌操作台、離心機、移液器、試管架等設備表面	
93051053		450 mL		
093051053X4		4 x 450 mL (refill)		





超多贈品 熱情放送

CORNING

FALCON[®]
A Corning Brand

BIOCOAT

insphero

BIOTIX[®]
LIQUID HANDLING

NEPTUNE[®]
Tools for Life Sciences

TRP[®]

Biosigma
A BODILIN GROUP

ANCELL[®]
Technology Inc.

EXCEL[®]
SCIENTIFIC

Kimberly-Clark[®]
PROFESSIONAL[®]

Ansell

2026 年末聯合促銷

耗材 12 品牌 滿額贈好禮

- 滿額贈以單筆訂單計算
- 擇一最適優惠，恕不累贈
- 贈品隨機出貨，不提供挑色
- 數量有限，送完為止

單筆滿 \$ 8,800 元

80 孔 微量離心管 Rack

#FISHER 11728084 贈送 1 個



單筆滿 \$ 9,900 元 送 好禮 3 選 1

康寧天空藍防水袋



#ALCON F00018

小文青陶瓷杯墊



#FALCON F00031

四季暖陽 Corning 筆記本



#FALCON F00024

單筆滿 \$ 18,000 元 送 好禮 3 選 1

康寧美色玻璃保鮮盒



#FALCON F00026

康寧 x SNOOPY
限定聯名款 6 吋平盤



#FALCON F00023

燦夏 CORNING 野餐墊



#FALCON F00009

單筆滿 \$ 28,800 元 送

Corning 雙耳研磨手沖咖啡杯



#FALCON F00028

單筆滿 \$ 38,800 元 享加購優惠

Mini 7K 經濟型小型離心機

加購價 \$ 999



#DKSH LPCMN7000

空間與單細胞轉錄組 最佳組合

